



MOPEDIA®

Atlante Mini rollátor használati utasítás



CE I. osztályú orvosi eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓD

RP513 4 kerekű alumínium rollátor üléssel ATLANTE MINI

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a MOPEDIA by MORETTI S.p.A. rollátort, amely a befelé és kifelé mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára készült, utazások során vagy a mindennapi életben. Ez a használati útmutató javaslatokat ad a helyes használathoz és az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Ha kétségei vannak, forduljon a forgalmazóhoz.

Megjegyzés: Ellenőrizze az összes alkatrészt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem lesz szállítási sérülés. Szállítási sérülések esetén ne használja. További utasításokért forduljon a kereskedőhöz.

FIGYELEM!

Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben. A Moretti Spa elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért. A gyártó előzetes értesítés nélkül módosíthatja a készüléket vagy a használati útmutatót.

3. RENDELTETÉS

Ez a rollátor mozgásproblémákkal küzdők számára alkalmas. Használható segédeszközként a járás megkönnyítésére, vagy akár szervo-asszisztált ambulánsként is. Mindenesetre nem használhatják azok, akiknek nyilvánvaló kéz- vagy karhibája van, még az egyensúlyi problémákkal küzdők sem. A rollátor befelé és kifelé is használható. Javasoljuk, hogy sík felületen használja, ahol a kerekek elérhetik a talajt. Nem használható sziklás talajon vagy ferde területen, mivel a rollátor instabil lehet. A készülék nem személyek vagy tárgyak szállítására szolgál.

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és a ROLLATORS - MOPEDIA csoportjába tartozó termék megfelel a 2017. április 5-i ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRŐL szóló 2017/745 számú rendelet előírásainak.

Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. Az eszközök NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

Megjegyzés: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat az EU megfeleléségi nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz elérhetővé csatornáin keresztül.

5. FIGYELMEZTETÉSEK

5.1 Általános figyelmeztetések

- NE telepítse vagy használja az eszközt, mielőtt elolvasta és megértette ezt a kézikönyvet; Ha nem tudja megérteni a figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket vagy utasításokat, a sérülések vagy károsodások elkerülése érdekében lépjen kapcsolatba egy egészségügyi szakemberrel vagy műszaki személyzettel, mielőtt megpróbálná telepíteni a berendezést;
- A rollátort csak megfelelő motorteljesítményű betegek használhatják, ami biztosítja a használatukat kockázatmentesen;
- Konzultáljon orvosával vagy terapeutával a helyes beállítás és a helyes használat meghatározása érdekében;
- Az orvosnak vagy terapeutának hozzá kell járulnia a magasság beállításához a maximális alátámasztás, a megfelelő fékműködtetés és az általános összeszerelés érdekében;
- A görgőket nem önjáró eszközként való használatra tervezték.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

5.2 Használati figyelmeztetések

1. Győződjön meg arról, hogy a fékkábel megfelelően van beállítva.
2. Minden magasságállítás után ellenőrizze a fék megfelelő működését, hogy elkerülje a kábel szabad meghajlását.
3. Ezen egyszerű szabályok megszegése személyi károkat okozhat.
4. A rollátor csak kemény, sík felületen használható. Ne használja a rollátort a lépcsőn való felmászáshoz.
5. Az egyensúly megőrzése érdekében mindig mindkét súlyzóra támaszkodva.
6. Fordítson különös figyelmet a nedves, jeges vagy havas.
7. Ne terhelje túl a rollátort.
8. Ne használja a görgős ülést (ha van) személyek vagy tárgyak szállítására, az ülés a felhasználó számára használható behúzott rögzítőfékkel.
9. Használat közben minden keréknek érintkeznie kell a padlóval, hogy biztosítsa a görgő megfelelő egyensúlyát és a maximális biztonságot.
10. Az ülés használata előtt be kell kapcsolni a féket.

Megjegyzés Ha a görgőt stabil helyzetben használja, be kell húzni a kézféket

5.3 Stabilitási figyelmeztetések

- Beleértve a táska és a kosár súlyát; Az RP513 modell ambuláns segítséget nyújt akár 100 kg súlyú személynek
- A rollator táska súlykorlátozása 5 kg;

5.4 Összeszerelésre és összecukásra vonatkozó figyelmeztetések

- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyútartó cső megfelelően van-e behelyezve a keretbe, és rögzítve van-e a tartóba rögzített reteszelőgombokkal a fő szárnyas anyákkal és gombokkal, mozgás nélkül;
- Ellenőrizze, hogy mindkét fogantyúcső biztonságosan rögzítve van-e a fő tartórészben szárnyas anyákkal és gombokkal, minden mozgás nélkül;
- Ne akasszon semmit a rollátor keretére, hogy elkerülje a csövek torzulását, amikor a rollátor nyitva van, és károsíthatja a stabilitást. A sérülést torzulások is okozhatják;
- Ügyeljen arra, hogy az ujjak és/vagy a ruházat beszoruljon a nyitás és zárás során.

6. SZIMBÓLUMOK

REF

Termék kód

UDI

Egyedi eszközazonosító



CE jelölés



Gyártó

LOT

Tétel szám



Olvassa el használati utasítást

MD

Orvosi segédeszköz



Ártalmatlanítási feltételek

7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

RP513



8. HASZNÁLAT ELŐTT

A készülék használata előtt mindig ellenőrizze:

- A rollátor minden része biztonságosan reteszelve van;
- Minden csavar meg van húzva;
- A játékban lévő mechanikus alkatrészek kopottsági állapota, hogy a készülék használata teljes biztonságban legyen az emberek és tárgyak számára.

9. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS, MŰSZAKI ADATOK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

RP513

- Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. Ha a rollátor megsérül, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.
- Nyissa ki a rollátort a keret elülső részének meghúzásával a hátsó lábakon húzva.
- Helyezze a fogantyúcsöveket a keretbe. Forgassa el a reteszelő gombokat, amíg be nem záródnak.
- Állítsa be a fogantyúk magasságát az oldalsó gombokkal. Csavarja ki a gombot, helyezze a fogantyúkat a kívánt magasságba, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a meghúzáshoz, majd rögzítse újra. Ismétlje meg a műveletet a másik fogantyúnál, és győződjön meg arról, hogy mindkét fogantyú azonos magasságban van.
- Szerelje fel az oldalsó rudak kart, és húzza vissza a rollátor elejét.
- A táska a kapcsokon keresztül csatlakozik a rollátor keretéhez.
- Mielőtt leül, helyezze a rollátort sima és szilárd felületre, majd zárja le a féket. Győződjön meg arról, hogy a fékek biztonságosan reteszelve vannak, és hogy a rollátor stabil helyzetben van.

FIGYELEM! Ügyeljen arra, hogy a fogantyú egy vonalban legyen a rollátor mozgási irányával. Ha a fogantyú nem marad egyenesen, fennáll annak a veszélye, hogy a rollátor megmozdul vagy felborul, különösen, ha erősebben nyomja

Rollátor zárása

Távolítsa el a műanyag kosarat és a tálcát (ha van).

9.7 Tálca

A tálca csak kis tárgyak elhelyezésére szolgál.

FIGYELEM!

Ne helyezzen forró, éles vagy nehéz tárgyakat a tálcára. A tálcának a kerethez való rögzítéséhez helyezze be a tálca hátulján lévő támasztékot az ülés megfelelő nyílásaiba.

9.8 Kosár

A bevásárlókosár két kampóval van felakasztva a rollátor keretére.

FIGYELEM!

A zsák maximális kapacitása 5 kg. A kosarat csak kis tárgyak tárolására használja. Ne terhelje túl a kosarat, hogy elkerülje az egyensúlyhiányt és a felborulás veszélyét.

10. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

- Kezdje el tolni, amikor függőleges helyzetben van, mindkét kezével a fogantyún;

- Győződjön meg róla, hogy a keze száraz a rollátor használata előtt, hogy elkerülje a csúszás veszélyét;
- Séta függőleges helyzetben, a szeme előre néz, nem lefelé;
- Ne nyomja túl messzire a rollátort a testétől, mert ez leesést és nem megfelelő terhelést okozhat;
- Ne használja a rollátort 20 mm-nél magasabb lépcsők leküzdésére;
- Kültéri használat esetén előnyben részesítse az építészeti akadályok eltávolítására vonatkozó előírásoknak megfelelően megfelelően előkészített járdákat.

11. FÉKEK

A fékek jó működése a kopástól és a kerekeken felgyülemlett szennyeződéstől függ. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek és a kerekek állapotát.

11.1 Fékhasználat

A rollátor fékezéséhez húzza felfelé a fékkart az ujjaival, amíg a rollátor lelassul vagy meg nem áll. A rollátor mozgatásának folytatásához engedje el a fékkarokat.

11.2 A kerekek reteszeléséhez

Nyomja le a fékkart a tenyerével, amikor kattanást hall, a kerekek blokkoltak. Húzza meg a fékkarokat a kioldáshoz.

FIGYELEM! Amikor a felhasználó áll, a fékeket reteszelni kell

11.3 A kerekek feloldásához

Húzza meg mindkét fékkart, amíg ki nem oldódik

12. KARBANTARTÁS

A piacon lévő MOPELIA by Moretti SpA készülékeket gondosan ellenőrizték, és CE-jelöléssel rendelkeznek. A páciens és az orvos biztonsága érdekében javasolt a gyártóval vagy egy erre feljogosított laboratóriummal legalább 2 évente ellenőriztetni a rollátor használhatóságát. Ha a javítást csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat kell használni.

A termék hasznos élettartama a használattól, karbantartástól, tárolástól és tisztítástól függ.

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Tisztítás

A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel elkeverve.

A gyártó cég nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz.

13.2 Fertőtlenítés

Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszeret.

FIGYELEM! Tisztításkor ne használjon súrolószeret, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószeret, fertőtlenítőszeret és acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását okozzák.

14. KERÉKÁPOLÁS











1. Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel. Törölje szárazra egy tiszta ruhával.

2. Időnként kenje meg a kerekeket.

15. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a települési szilárd hulladék normál visszavezető rendszerét. Ehelyett javasolt a közös önkormányzati ökológiai szigeteken keresztül történő ártalmatlanítás a felhasznált anyagok várható újrahasznosítási műveleteihez.

16. MŰSZAKI JELLEMZŐK

ATLANTE MINI										
<i>Termék kód</i>	RP513									
<i>Ülés</i>	31x31 cm									
<i>Keret</i>	Alumínium									
<i>Súly és méretek</i>										
<i>Méretek cm-ben</i>										
RP513	64	71 84	50	54	45	55x25x85	5,9	15	15	100 kg

17. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő károk esetén, valamint a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza. A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármiért, amelyet a hibás beszerelés vagy a készülék helytelen használata okoz.

A Moretti nem vállal garanciát a következő körülmények által okozott károkért: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő hibák (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett alkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítás sérülések (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék helyes használata során elhasználódnak.

18. JAVÍTÁS

18.1 Garanciális javítás

Ha egy Moretti-termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibákat mutat fel, a Moretti megbeszéli az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból. A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti az elemet, Moretti márkakereskedővel vagy saját alappal. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javítás a garancia hatálya alá tartozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát.

18.2 A javításra nem vonatkozik a garancia

A garancia nélküli terméket Moretti engedélyezése után lehet visszaadni. A garancián kívüli fürdőlift munka- és szállítási költségeit a vásárló vagy a kereskedő állja.

A javításra az áru átvételétől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

18.3 Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget az ügyfélnek kell fizetnie.

19. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

20. MENTESÜLÉSEK

A Moretti nem kínál semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, ideértve a lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételt az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és az interferenciára vonatkozóan, kivéve a jelen garanciában kifejezetten meghatározottakat. A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény által kiszabható esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő a törvényi keretek között korlátozza. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás korlátozását vagy a véletlen károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra. A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.



Via Bruxelles, 3 - Melego 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.