

HU

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977

Felhasználói kézikönyv: Anti DecubitusStripe
matrac



CE

TERMÉKLEÍRÁS

A légmattacok csökkenthetik és kezelhetik a decubitus fekélyeket krónikus betegeknél vagy olyan embereknél, akik hosszú ideig fekszenek. Használhatók kórházi vagy otthoni használatra.

Egyenletesen osztja el a test nyomását, hogy elkerülje az ödéma kialakulását. A szivattyú átkapcsolja a légnyomást a mattacban, könnyed masszázs érzetet keltve és aktiválja az immobilizált sejteket a szétterülés miatt.

A SET **0810160** lézeres technológiával nyitott mikrolyukakat tartalmaz, amelyek különböző pontokon nem láthatók, lehetővé téve, hogy a levegő elérje a felhasználót, és megakadályozza a nedvesség kialakulását

Tartalom: légszivattyú, mattac, csövek, ragasztó, tapasz, szűrő, biztosíték.

ÜZEMELTETÉS HASZNÁLAT

A mattachoz (0808279 vagy 0810561):

☒ Helyezze a légmattacot az ágymattac fölé úgy, hogy az első feszített alsó lepedő legyen, ügyelve arra, hogy a levegőbemenet a lábak oldalán legyen.

☒ Helyezzen rá egyperces légmattacra légáteresztő kendőt, ha nincs hozzá saját huzata, hogy ne érintkezzen közvetlenül a páciens bőrével.

☒ Helyezze a további részeket az ágymattac alá.

A mattachoz (0808279 vagy 0810561):

☒ Helyezze a légmattacot az ágymattac fölé úgy, hogy az első feszített alsó lepedő legyen, ügyelve arra, hogy a levegőbemenet a lábak oldalán legyen.

☒ Helyezzen rá egyperces légmattacra légáteresztő kendőt, ha nincs hozzá saját huzata, hogy ne érintkezzen közvetlenül a páciens bőrével.

☒ Helyezze a további részeket az ágymattac alá.

MŰSZAKI ADATOK

CSIVATTYÚ	Elektromos	AC220-240V 50/60HZ
	Kimenet	4-6 Lit / perc
	Nyomástartomány	30-120 Hgmm
	Csereciklus	10-12 perc
	Teljesítmény	≤ 10VA +25%
	Zaj	≤ 50 dB
CSÍK MATTAC	Szivattyú méretei (HxSzxM)	28x15,5x16 cm
	Elrendezés:	Air Stripes
	Anyaga:	orvosi minőségű PVC
	Méretei:	200x95x11 cm
	Maximális terhelés:	150 kg
	A termék súlya:	7 kg

ALKATRÉSZEK

REF. SZÁM	LEÍRÁS
0808578	SZIVATTYÚ LÉGCSÍKOS MATRACHOZ
0808279	CSÍKOS MATRAC
0810561	CSÍKOS MATRAC LÉZER-LYUKATTAL
0810078	TARTALÉK SZŰRŐ LEVEGŐSZIVATTYÚHOZ

VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy hibás működése esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- MOBIK S.A fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa
- A termékeken a mérések $\pm 3\%$ -os eltérést mutatnak.

KARBANTARTÁS

- ☒ Ne válassa le a tömlőket a szivattyú működése közben.
- ☒ Ne használjon éles tárgyakat a matrac közelében.
- ☒ Ne használjon tűzhelyet a matrac közelében.
- ☒ Ne lépje túl a gyártó által javasolt maximális terhelést (kg).
- ☒ Tartsa a szivattyút tiszta és száraz környezetben.
- ☒ A matrac tisztításához használjon puha rongyot vagy szivacsot és szappanos vizet. Ne használjon maró hatású, savas vagy egyéb vegyi tisztítószereket.
- ☒ A szivattyú biztonsági RF1 05x20, 1,5A. Ha ki kell cserélni, válassza le a szivattyút a hálózatról, és csavarhúzóval fordítsa el a biztosíték sapkáját az óramutató járásával megegyező irányban (balra).
- ☒ A szivattyú porszűrővel rendelkezik. Kérjük, legalább hetente egyszer ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta-e. Ha szükséges, mossa ki vízzel a szűrőt, szárítsa meg alaposan, majd helyezze vissza a helyére. Ha a készülék szennyezett szűrővel működik, az hibás működéshez vagy a készülék károsodásához vezethet. A szűrőt rendszeresen ellenőrizni kell.
- ☒ Ha meg kell mentenie a matracot, légmentesen hajtsa össze.
- ☒ Száraz, tiszta és jól szellőző helyen kell tárolni.

FONTOS (!)

FIGYELMEZTETÉSEK

- ☒ Védje a terméket olajokkal, testápolókkal és krémekkel, vattával vagy fürdőlepedővel letakarva.
- ☒ Ne használjon súroló hatású alkohol alapú tisztítószert a matracnál. Ez károsíthatja a réteg anyagát.
- ☒ Minden napi használat után tisztítsa meg a kárpitot. Javasoljuk, hogy a kárpitot enyhe tisztítószerral tisztítsa meg, hogy megóvja az olajfoltoktól és a portól. Általános gyakorlat az antibakteriális szappan és víz keverékével töltött spray-palack használata. Permetezze be a felületet, majd törölje le tiszta törülközővel. A legjobb megoldás az, ha enyhe szappannal kevert meleg vízzel lemossuk, majd alaposan megszáritjuk.
- ☒ Védje a réteget a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

☒ **Ezt a kézikönyvet KÖTELEZŐ átadni a termék felhasználójának.**

☒ Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, akkor jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt.

Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.

☒ **OLVASSA EL** ezt a használati útmutatót, és **ŐRIZZE MEG** a későbbi használatra.

☒ Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.

☒ Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak a termékkel.

☒ Ne lépje túl a maximális terhelhetőséget.

☒ Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtagok becsípődését és sérülését okozhatják.

☒ Ne próbálja megemelni a terméket semmilyen eltávolítható résznél fogva.



Környezetvédelem

Ha egy napon úgy találja, hogy készüléke cserére szorul, vagy már nem szolgálja Önt, vegye figyelembe a Környezetvédelmi szempontokat:

1) Ne dobja ki a készüléket a kommunális hulladékkal együtt (ez a feltüntetett újrahasznosítási szimbólum fontossága is).

2) Lépjen kapcsolatba a települési hatósággal, és jelölje meg a készülék újrahasznosítási célú ártalmatlanítási helyét.

3). A legtöbb haszontalan készülék a megfelelő helyen

Az újrahasznosítás segít megóvni a környezetet és a készülék anyagait.

4) Az elektromos termékek építőanyagaik miatt, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket, környezeti és egészségi veszélyeket is okozhatnak.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek azért, hogy kijelentsük, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

GARANCIA

A termékre a vásárlás dátumától számítva két (2) év garanciát vállalunk pumpában és hat (6) hónapot a matracban.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákra. Ezenkívül NEM takarja el a kopott alkatrészeket és bármit, ami a használat során vagy az idő múlásával megsérül.

A jótállás nem vonatkozik a következők által okozott károkra vagy meghibásodásokra: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (adott esetben) és szállítási társaságok.

A főkarton címkére és a felhasználói kézikönyvre nyomtatott szimbólumok leírása

	ORVOSI ESZKÖZ		CE jelölés
	GYÁRTÓ		GYÁRTÁSI DÁTUM
	TERMÉKSZÁM		OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	SOROZATSZÁM		NE HASZNÁLJA A TERMÉKET HA SÉRÜLT A CSOMAGOLÁS
	TÉTEL SZÁM		HELYES IRÁNY FELFELE
	EGYEDI ESZKÖZ AZONOSÍTÓ		NAPFÉNYTŐL VÉDVE
	TARTSA SZÁRAZON		RAKODÁSI MAGASSÁG
	ÓVATOSAN KELL KEZELNI		TÖRÉKENY
	CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA		AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ HULLADÉKOK IRÁNYELVE