

Használati utasítás:

Haarwaschwanne Profimodell

Hairwash Basin Professional

Professzionális hajmosó

Cikkszám: **47 080**



A következőkből áll:

- Hajmosó,
- - Lefolyócső
elzárócsappal,
- -Dugó



Az egészséges és jól ápoltság az élethez való pozitív hozzáállás elengedhetetlen feltétele. A Hairwash Basin Professional az ágyban fekvő betegek számára készült, hogy könnyen és kényelmesen mossák a haját az ágyon belül.

Figyelem: meglévő fülbetegség, szívelégtelenség, nyakcsigolyák és testi sérülések esetén nem alkalmas

Termékleírás:

A Hairwash Basin Professional egy műanyagból készült fejmosó. A készlet tartalmaz egy dugót és egy elzáró tömlőt. Kézi zuhannyal ellátott zuhanykészülék (6 literes űrtartalom) külön megvásárolható cikkszámmal. **47 070 (fehér) vagy 47 072 (kék)**. A terméket csak arra feljogosított, képzett személyzet használhatja. A modell csak egészséges, sértetlen bőrrel érintkezhet. A fent említettek túl nem használható. A Sundo GmbH nem vállal felelősséget az ilyen cselekményekből eredő károkért; a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.

Első használat/karbantartás előtt:

Kérjük, szemrevételezéssel ellenőrizze a terméket az első használat előtt, valamint minden használat előtt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy sértetlen. A mozgó alkatrészeket a zökkenőmentes működés érdekében kiegészítő vizsgálatnak kell alávetni. Sérülés vagy kopás esetén a hajmosó kádat nem szabad használni. Nincs szükség további karbantartásra.

Összeszerelés:

A hajmosó használata előtt a leeresztő tömlő vízfolyóként az egyik oldalára rögzíthető. Először is döntenie kell a lefolyó egyik oldaláról. Ehhez a tömlőt szabad végével az oldalsó lyukon keresztül kifelé kell vezetni. Ehhez fordítsa el a lefolyócsövet a kívánt irányba. A tömlő végét a lehető legmesszebb kell tolni az elzárócsaphoz. **Figyelem:** fogantyú függőleges helyzetben - csap zárva; fogantyú vízszintes helyzetben - kinyitja a csapot a víz kiürítéséhez. Most helyezze a medencét lezáró dugót a lefolyóba, és erősen nyomja meg.

Hogyan kell használni:

- ▶ Tartsa kéznél a hajmosó medencét az ágy közelében, és gyűjtse össze az összes edényt (2 törülközőt, törülőkendőt, ápolószereket, egy üres vödört a piszkos víz felszívásához és minden egyéb). Védje a matracot vízálló huzattal, a ruháit pedig egy köténnyel.
- ▶ Helyezze az egyik törülközőt a Hairwash Basin nyakkivágásába. Hajtsa le teljesen az ágy fejrészét, és tegye be a hajmosó medencét. A páciens nyakának le kell feküdnie a párnázott kivágásra. Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy nem volt-e eltávolítva minden, például fülbevaló, szemüveg, hallókészülék stb. Ha szükséges, védje a beteg szemét (mosdókendő) és fülét (vattagombóc, fül dugó).
- ▶ Töltsön meleg vizet a zuhanykabinba (max. 38°C), és akassza fel egy kampóra vagy az ágyrúdra. Használhat egyszerű kannákat vagy kis öntözőkannákat is, amelyekhez tartozék tartozik.
- ▶ Nyissa ki és zárja le a zuhanykészülék csapját a víz sebességének beállításához.

- ▶ Most a szokásos módon vigye át a levegőn. Óvatosan öblítse le a haját, helyezze a csövet az üres vödörbe, és távolítsa el a dugót a piszkos víz leeresztéséhez. Amikor a víz teljesen elfogyott, emelje fel a beteg testét, és az alá dicsekedve távolítsa el a mosdókagylót.
- ▶ Most óvatosan szárítsa meg a haját a második törülközővel.
- ▶ Használat után a hajmosó medencét és a csövet ki kell mosni és teljesen meg kell szárítani (a tubus levegőn alaposan meg kell szárítani). Csak akkor teheti el a medencét.

Tisztítás/fertőtlenítés:

Tisztításkor ne használjon éles, súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert. Az összes alkatrészt a legjobb, ha nedves ruhával tisztítja, enyhe háztartási tisztítószerral. Mielőtt eltenné a hajmosómedencét, teljesen meg kell szárítani. Ne szárítsa hangán vagy közvetlen napfényben, inkább használjon papírtörülőt. A hajmosó Medence a kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszerral fertőtleníthető (törülőtlenítés) **Fontos:** A fertőtlenítőszer használatakor be kell tartani a gyártó használati utasítását.

Csak eredeti pótalkatrészek használhatók.

Biztonsági utasítások:

- ▶ Csak 38°C-os meleg vizet használjon az égési sérülések elkerülése érdekében
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a mosdó biztonságosan álljon, és ne hagyja felügyelet nélkül a beteget a feltöltött káddal.
- ▶ A vízkárosodás elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a mosdó tömítettségét.
- ▶ A hajmosó nem játék, és nem használható más célra.
- ▶ A zuhanykabin akasztókötelét biztonságosan rögzíteni kell.
- ▶ A hajmosó csak egészséges, sértetlen bőrrel érintkezhet; kiegészítés a használati utasításhoz!
- ▶ Csak felhatalmazott, képzett személyzet használhatja!

| | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Anyag: | ABS műanyag | Méretek | kb: 50 x 40 x 20 cm |
| Szín: | fehér | Súly | kb.:2 kg |
| Lefolyó: | zárható | Átlagos használati élettartam | kb.:5 év |
| Tárolás: | Száraz és pormentes | | |

Garancia:

A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. A garancia nem vonatkozik a természetes elhasználódásból, gondatlanságból vagy nem megfelelő kezeléssel vagy használatból eredő hibákra, valamint olyan hibákra, amelyek a szerszám értékét vagy használhatóságát csak elhanyagolható mértékben befolyásolják. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

Tartozékok: Zuhanyzó

- Nylon kötéllel a felfüggesztéshez (műanyag)
- Lezárható leeresztő tömlő, kb. 100 cm (PVC) kézi zuhannyal
- Tartalom: kb. 6 liter

47 070: fehér

47 072: kék



Sundo Homecare GmbH
Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen | www.sundo-homecare.de



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó út 1. 26-309223