

**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
BOGOTA PREMIUM 625 NÉGYKEREKES JÁRDÁK**

Katalógusszám:	RF-625
Maximális biztonságos terhelés:	136 kg
Kézfogantyú magasságának állítása:	85-98 cm
Szélesség kinyitott állapotban:	62 cm
Teljes hossz:	74 cm
Kerék átmérője:	20 cm
Ülés magasság:	55 cm
Ülésmélység:	30 cm
Ülés szélessége:	45 cm
Súly:	9,3 kg



FIGYELEM! A járógerőcs használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

RENDELTEZÉSE

A járókeret mozgáskorlátozott személyek számára készült, akiknek segítségre van szükségük felálláshoz, álláshoz és járáshoz. Lehetővé teszi a legtöbb napi motoros tevékenység önálló elvégzését. Beltéren és kültéren egyaránt használható. A járókeret segítségével a felhasználót egy segítő is szállíthatja.

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Biztonsági okokból kérjük, tartsa be az alábbi ajánlásokat:

1. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a járókeret megfelelően van-e rögzítve kinyitott helyzetben.
2. Ne haladja meg a járókeret maximális megengedett terhelését.
3. Ne tegyen olyan tárgyakat a kosárba, amelyek jelentősen túlnyúlnak annak területén, mivel ez befolyásolhatja a járókeret stabilitását.
4. A járókeret használata során mindig legyen rendkívül óvatos. Kerülje az esetleges veszélyeket, mint például az egyenetlen vagy puha felületek, az útból lévő akadályok, a nedves padló stb.
5. Kizárólag eredeti tartozékokat használjon. Nem eredeti alkatrészek használata esetén a járókeret nem lesz megfelelően beállítva, ami esésveszélyt jelent.
6. A járókeret használata magas páratartalmú környezetben (zuhany, úszómedence stb.) a mozgó alkatrészek korrózióját okozhatja, ami a járókeret megrongálódásához vezethet.
7. Ne használja a járógépet lépcsőn vagy mozgólépcsőn való közlekedéshez.
8. Ne tárolja a járógépet 0 °C alatti hőmérsékleten. Ne tegye ki a járógépet hosszabb ideig 40 °C feletti hőmérsékletnek, mert ez a járógép alkatrészeinek túlmelegedését és a felhasználó megégését okozhatja.
9. Mindig tartsa be a csúszócsovek minimális és maximális megengedett magasságát.
10. Ne akasszon táskákat vagy zsákokat a fogantyúkra – felborulásveszély!
11. Meredek felületeken használja a főkéket.
12. Soha ne használja a járógépet mozgáshoz, ha össze van hajtva!
13. Ha túl erősen támaszkodik a fogantyúkra, a járókeret hátrafelé borulhat.
14. A járókeret más célra történő használata, például nehéz terhek szállítására, nem megfelelő és veszélyes.
15. Változtatás és szilárd felületeken használja.
16. Ne használja kerekeszkék helyettesítésére.
17. Ne használja lejtős talajon.
18. A termékkel kapcsolatos minden súlyos eseményt be kell jelenteni a gyártónak és annak tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a beteg lakik.

FIGYELEM! Ezen biztonsági szabályok be nem tartása súlyos balesetekhez vezethet.

FONTOS! Forduljon orvosához vagy gyógytornászához, hogy meghatározza a járókeret megfelelő használatának módját, figyelembe véve funkcionális képességeit és napi tevékenységeit.

FIGYELEM! Az alábbi információk a gyártó ajánlásai, de azokat orvosával vagy gyógytornászával is meg kell beszélni.



FIGYELEM! Ha a járókeret megfelelően van beállítva, a felhasználónak képesnek kell lennie arra, hogy kissé behajlított könyökkel egyenes testtartást tartson, így a járókeret járás közben részben tehermentesíti a testet.

A BOGOTA PREMIUM 625 JÁRDABALOSZTÓ ALKATRÉZSEI



A JÁRDABALOS ÖSSZHÁTHATÓSÁGA

Kinyitás:

1. Fogja meg egyszerre a két, az ülést rögzítő csövet.
2. Húzza le a csöveket, amíg ellenállást nem érez.
3. Lazítsa meg az első kerék rögzítőcsavarjait, és vegye le a kerekeket (opcionális).
4. A rögzítógombok segítségével vegye le a hátsó kerekeket (opcionális).

Összecsukás:

1. Fogja meg az összecsukható ülés fogantyúját, és húzza felfelé.
2. Húzza a fogantyút felfelé, amíg ellenállást nem érez.
3. Húzza meg az első kerék rögzítőcsavarjait, és szerelje vissza a kerekeket.
4. A rögzítógombokkal szerelje fel a hátsó kerekeket.

ÖSSZESZERELÉS

1. Vegye ki a járókeret vázát a dobozból.
2. Akassza fel a táskát a vázra.
3. Szerelje fel a fogantyúkat.

FÉKEK

1. Mozgás közben a fékek a fékkarral a babakocsi fogantyújához nyomva aktiválhatók. Mindegyik fék függetlenül aktiválható.
2. Mindegyik fék reteszeltető – ehhez nyomja le a fékkart. A reteszelés feloldásához húzza fel a fékkart.



FIGYELEM! A járógép használata előtt ellenőrizze, hogy a fékek megfelelően működnek-e és jól vannak-e beállítva. A

FOGANTYÚ MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. A fogantyúk magassága a felhasználó igényeihez igazítható.
2. Nyomja meg a keret jobb és bal oldalán található reteszelő gombokat.
3. Húzza felfelé a csövet, amíg el nem éri a kívánt magasságot.
4. Több beállítási szint áll rendelkezésre. A reteszelő gombok automatikusan a helyükre pattannak.

TÁSKA

A táska a járókeret ülése melletti csőhöz van rögzítve. A táska maximális terhelhetősége 5 kg.

SZÁLLÍTÁSI FUNKCIÓ

A járógép rendelkezik szállítási funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználót egy segítő szállítsa a járógépen. A szállítási funkció használatához mozgassa a háttámlát a járógép önálló használatakor ellentétes oldalra, és hajtsa ki a lábtartókat. A háttámla a lábtartókkal ellentétes oldalon kell legyen, a fogantyúk pedig a háttámla felé kell, hogy nézzenek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a járógépet, hogy nincs-e rajta sérülés vagy látható kopásnyom. Rendszeresen ellenőrizze, hogy:
 - nincs-e repedés vagy hajlítás a vázon;
 - a csavarok megfelelően meg vannak-e húzva;
 - a reteszlógombok megfelelően rögzítik a fogantyúk beállított magasságát;
 - a fékvezetékek nem kopottak;
 - a fékek megfelelően vannak beállítva;
 - A járógép többi része nem laza és nem sérült.



FIGYELEM! Szükség esetén cserélje ki vagy állítsa be a megfelelő alkatrészeket. Szükség esetén kenje meg a mechanikus alkatrészeket.



FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a járógépet rendszeresen tisztítsa meg puha ruhával és szappanos vízzel. A tisztítás után szárítsa meg a járógépet puha ruhával. Ne használjon oldószereket, fehérítőt vagy súrolószereket a járógép tisztításához. A készülék fertőtleníthető alkohollal vagy származékaival, de csak alacsony koncentrációban.

A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Váz	alumínium
Kerekek	PP (polipropilén) + PVC (polivinil-klorid)
Fogantyúk	poliamid + 30% üvegszál
Táska	poliszter
Háttámla	nejlon
Fék	PA+GF (poliamid + üvegszál)
Ülés	nejlon

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Gyártó
	CE jelölés
	Hivatkozási szám
	Gyártás dátuma
	Lásd a használati utasítást
	Figyelmeztetés
	Sorozatszám
	Állítsa függőlegesen, ne döntse fel
	Száraz helyen tárolja
	Törékeny, óvatosan kezelje



REHA FUND Sp. z o.o.
14 Staniewicka utca, 03-310 Varsó, Lengyelország
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
BOGOTA PREMIUM 625 NÉGYZERES JÁRÓKÉSZÜLÉK

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen garanciakártyával fedezett termék új és kiváló minőségű.
2. A járókeretre a jótállási kártyán feltüntetett értékesítés dátumától számított 24 hónapos jótállási időszak vonatkozik.
3. A jótállási igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött jótállási kártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a berendezést rendeltetésszerűen és a felhasználói kézikönyvben szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javítást a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük.
6. A garancia nem terjed ki:
 - a használati utasításban leírt karbantartási, tisztítási és beállítási tevékenységekre;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket;
 - mechanikai és hőhatás okozta sérülések, pl. hajlítás, karcolás, törés stb.
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, jogosulatlan javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérüléseket.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és az alkatrészek cseréjét a Reha Fund Sp. z o.o. felhatalmazott szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a szállítási költségeket az ügyfélnek kell viselnie.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont kitöltendő)

Sz	Értesítés dátuma	Rendelésszám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum	a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.						
2.						