

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szabványos fekvő kerekesszék

ORVOSI ESZKÖZ Ver. 1
01/2023



REF YJ-011JA

KERÉKESZÉK SZERKEZETE





Stabilitás – A kerekesszék úgy lett kialakítva, hogy biztonságos és stabil legyen, amennyiben a normál tevékenységek során a súlypontja változatlan marad. Legyen óvatos olyan tevékenységek végzése során, amelyek a kerekesszék súlypontjának eltolódását okozzák. Soha ne nyúljon olyan messzire, hogy a kerekesszékben elmozduljon vagy ki kelljen hajolnia belőle. Ha olyan tárgyakhoz kell nyúlnia, amelyekhez előre kell hajolnia, ügyeljen arra, hogy az első kerekek előre nézzenek, ami megnöveli a tengelytávot és stabilizálja a kerekesszéket.

Rámpák – Mielőtt rámpán próbálna felhajtani, győződjön meg képességeiről, korlátairól és erejéről. Egy képzett szakembernek meg kell mutatnia a rámpán való felhajtás helyes technikáját. 10°-nál nagyobb lejtőkön való fel- és lejtéshez segítség ajánlott. Ha lejtőn kell megállnia, a továbbhaladásakor kerülje a hirtelen, rángatózó mozdulatokat. A kerekesszék hátrafelé dőlésének szöge miatt a hirtelen, rángatózó mozdulatok instabilitást okozhatnak. A kerékfékek használata véletlen blokkoláshoz, oldalra dőléshez vagy hirtelen leálláshoz vezethet. Kerülje az irányváltást lejtőn való lefelé haladásakor, mivel ez instabilitást és felborulást okozhat.



Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet a biztonságos használat és a karbantartási szabályok megértése érdekében.

HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG

HASZNÁLAT

A kerekesszékek lehetővé teszik a mozgáskorlátozott emberek számára, hogy ülő helyzetben mozogjanak. Támasztó és stabilizáló részből (ülés, háttámla, kartámaszok, lábtámaszok) és hajtóműből (kerekek, hajtómű, kormányrendszer, fékrendszer) állnak. A kerekesszékek segítségével a felhasználók asszisztens segítségével és önállóan is mozoghatnak, ami megkönnyíti a mindennapi tevékenységeket.

A megfelelő kerekesszék kiválasztásához a következő tényezőket kell figyelembe venni: a felhasználó életkora, testmérete, súlya, fizikai és mentális állapota, valamint életkörülményei.

Számos kerekesszék és kiegészítő lehetőség lehetővé teszi a kerekesszék használatát olyan fogyatékkal élők számára, akik bénulás, alsó végtag amputáció, sérülések, egyensúlyi problémák, izombetegségek vagy más, a mozgást korlátozó állapotok miatt kerekesszékre szorulnak.

YJ-011JA – A standard fekvő kerekesszék megfelelő fejtámaszt biztosít, ezért speciális kerekesszékként használható a következő állapotok esetén: bénulás és parézis, alsó végtag amputáció, sérülések, egyensúlyi problémák, izombetegségek vagy egyéb, a mozgást korlátozó állapotok.

Megfelel azoknak a felhasználóknak az igényeinek, akik motorikus diszfunkciók miatt nem tudnak önállóan jární, és legalább fekvő és ülő helyzetben teststabilizálásra, valamint egyéni diszfunkcióikból adódóan támogató rendszerre szorulnak, mivel önállóan nem tudják fenntartani ülő helyzetüket.

KERÉKZÁR

A kerekesszékbe való be- és kiszállás, a kerekesszékben előre hajlás, valamint liftben vagy kerekesszék-emelőn való utazás előtt mindkét kerékszárót be kell kapcsolni. A kerékszárók megfelelő bekapcsolási tartománya legalább 1/8" (kb. 0,3175 cm) a reteszelés után. A reteszeket a fogantyú teljes előre tolásával lehet bekapcsolni. A reteszeket a kocs csavarján lévő anya meglazításával vagy meghúzásával lehet beállítani. A fogantyú reteszelése esetén a rögzítő pofát legalább 1/8" (kb. 0,3175 cm) mértékben kell bekapcsolni a hátsó kerék felé mozgatva a bilincset

. Húzza meg az anyát és a csavart, hogy rögzítse a helyén. Használat előtt ellenőrizze, hogy a rögzítés megfelelően működik-e.

GUMIK

A tömör gumiabroncsok minimális karbantartást igényelnek, de időnként nedves ruhával meg kell tisztítani őket. Ha jelentősen kopottak vagy repedezettek, cserélje ki őket.

ELSŐ KERÉK

A kerekeket rendszeresen ellenőrizni kell, és időnként meg kell kenni. A kenést úgy végzik el, hogy eltávolítják a villát, és megkenik a kerék tengely csapágyait. A kerékcsapágákat úgy kell megkenni, hogy eltávolítsák a kereket a villáról. Helyezze vissza a villát és a kereket, és húzza meg az anyákat, amíg nincs játék, és a kerekek szabadon forognak. Ha az anya túl laza, a kerék rezegni fog, ha pedig túl szoros, a kocsit nehezen manőverezhető lesz.

A FORGÓ LÁBTÁMASZOK/LÁBTÁMASZOK LESZERELÉSE

Az első emelőkar megnyomásával oldja ki a reteszt. A lábtartó/lábpihenő kifelé és oldalra billen. Az eltávolításhoz emelje fel a lábtartót.

A LÁBTÁMASZ/LÁBTARTÓ HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A lábtartók vagy lábtámaszok hosszának beállításakor a felhasználónak a kerekesszékekben ülve, a lábtartó lemezekre helyezett lábakkal kell ülnie. Lazítsa meg a tartószerkezet körüli szorítóbilincs csavarját. Emelje vagy engedje le a lábtartó lemezt a kívánt pozícióba, amely maximális combtámasztást biztosít. Az első heveder nem lehet olyan alacsony, hogy kényelmetlen nyomást gyakoroljon a combokra az ülés kárpitjának első részén. A lábtartó nem lehet 2-1/2" (kb. 5 cm - 1,27 cm) alacsonyabb a talajtól, hogy biztosítsa a szabad mozgást.

KERÉK

A nagy hátsó kerekeket legalább havonta egyszer ellenőrizni kell, hogy megfelelően vannak-e meghúzva. Ha egy kerék imbolyog vagy laza, lazítsa meg a rögzítőanyát, és kissé húzza meg a tengelycsavart. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e meghúzva, azáltal, hogy a kocsit egyik oldalára dönti, és elforgatja az állítható kereket.

ÁLTALÁNOS ÁPOLÁS

A króm alkatrészeket legalább hetente egyszer törölje le tiszta, puha ruhával. Az összes fém alkatrész autóviasszal vagy hasonló termékekkel tisztítható. Nedvesség hatására azonnal szárítsa meg őket. Ne használjon súroló hatású tisztítószerkeket, amelyek megkarcolhatják a felületet.

A KERÉKESSZÉK NYITÁSA

A kerekesszéket úgy nyissa ki, hogy az egyik oldalára dönti, és a ülés sínére nyomja, amíg teljesen ki nem nyílik.

A KERÉKESSZÉK ZÁRÁSA/ÖSSZEHÁSZÁLÁSA

Először hajtsa a lábtartókat függőleges helyzetbe. Fogja meg az ülést mindkét kezével az első és hátsó széleinél, és emelje fel. A kerekesszéket oldalra is döntheti, és az ülésínnél megemelheti.

LEVEHETŐ KAROK

A karfák eltávolíthatók a rugós gomb megnyomásával és a karfák előre és hátra történő kiemelésével.



FIGYELEM!

FIGYELMEZTETÉS

Ne próbálja meg beállítani vagy működtetni a babakocsit anélkül, hogy figyelmesen elolvasná a kézikönyvben található összes utasítást.

A kerekesszék nem minősült minden típusú járműben használható ülésnek. A kerekesszékes utast mindig helyezze át a jármű gyártója által jóváhagyott ülésre, és használja a rendelkezésre álló biztonsági öveget.

Ne végezzen karbantartási munkákat a kerekesszéken közutakon, utcákon vagy bármilyen olyan felületen, ahol járműforgalom van.

Ne állítsa be és ne működtesse a kerekesszéket 10% vagy annál nagyobb lejtőn megfelelő segítség nélkül.

Ne felejtse el teljesen bekapcsolni a kerékreteszeket, amikor be- és kiszáll a kerekesszékből, vagy amikor emelőt vagy kerekesszék-platformot használ.

A kerekesszéket sima, stabil és sík felületen kell elhelyezni, és a kerekek reteszelését be kell kapcsolni, mielőtt a felhasználót áthelyezik a kerekesszékbe vagy onnan ki.

Ne állítsa a lábtartókat 2-1/2" (kb. 5 cm - 1,27 cm)nál alacsonyabbra a padlótól.

A kerekesszékbe való be- és kiszálláskor ne álljon a lábtartókra, és ne nehezedjen rájuk.

Mielőtt előre nyúlna vagy előrehajolna, fordítsa a kerekeket a kerekesszék eleje felé, hogy megakadályozza a kerekesszék felborulását.

Ne támaszkodjon és ne nehezedjen a kocsis felső részére. Ez a kocsis felborulásához vezethet. Ha a háta fölé kell nyúlnia, csak annyira nyúljon, amennyire a karja eléri anélkül, hogy megváltoztatná ülő helyzetét.

NE álljon fel a kerekesszékre.

NE használja a kerékfékeket a lejtőn való lassításhoz.

A lejtőn való haladás közbeni hirtelen irányváltás instabilitást vagy felborulást okozhat.

MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK				
Katalógusszám / Név		RF-10 CRUISER COMFORT 1 KERÉKESSZÉK		
Ülés szélessége [mm]		420	450 mm	480
Teljes szélesség [mm]		620 mm	645 mm	670 mm
Teljes hossz [mm]		1510 mm	1510 mm	1510 mm
Teljes magasság [mm]		980 mm	980 mm	980 mm
Ülésmélység [mm]		450 mm	450	450 mm
Háttámla magasság [mm]		520	520	520
Karfa magassága az üléshez képest [mm]		430 mm	465 mm	485 mm
Maximális biztonságos terhelés [kg]		120 kg	120 kg	120 kg
Az alapkocsi súlya [kg]		25,30 kg	25,40 kg	25,80 kg
Akadálymászó képesség [mm]		60	60	60 mm
Kerékátmérő [mm]	Első	200 mm	200 mm	200 mm
	hátsó	600 mm	600 mm	600 mm
Üzemi és tárolási hőmérséklet		-5 °C–40 °C	-5 °C–40 °C	-5 °C–40 °C
Statikus stabilitás [°] – lefelé, felfelé, keresztirányban		10	10	10

A FELHASZNÁLT ANYAGOK JEGYZÉKE

Tolófogantyúk	PE (polietilén)
Hátsó kerék	alumínium + acél
Húzószárak	acél
Gyorskioldó	acél
Kerékfék (fék)	PVC (polivinil-klorid) + acél
Kereszt	acél
Váz	acél
Villás	alumínium + acél
Első kerék 8"	PU (poliuretán)
Lábtartó platform	PA (poliamid) + 30% GF (üvegszál)
Lábtartó	acél
Üléshuzat	nejlon
Leszerelhető oldalfal	PU (poliuretán) + acél
Háttámla kárpit	nejlon
Háttámla dönthető kar	acél + réz
Fejtámla	acél + hab + nylon

IMPORTŐR

Reha Fund Sp. z o. o.

ul. Staniewicka 14

03-310 Varsó

tel. 48 22 59 40 300 fax. 48 22 59 40 307

e-mail: info@rehafund.pl

www.rehafund.pl



Zhenjiang Assure Medical Equipment Co. Ltd

Cím: No. 297, Chuqiao Road, Zhenjiang City, Jiangsu tartomány, Kína

Tel. 86-511-88853918

E-

mail: info@assuremedical.com.cn

www.assuremedical.com.cn



Lotus NLB.V.

Koningin Julianaplein 10, 2595 AA Hága, Hollandia



MEGJEGYZÉSEK

Garanciakártya
Standard fekvő kerekesszék

Modell	Sorozatszám:	Értékesítés dátuma:	Eladó aláírása és bélyegzője:

Garanciális feltételek

1. A gyártó biztosítja a vásárlót, hogy a jelen jótállási kártyával fedezett termék új és hibátlan.
2. A babakocsi vázára 60 hónapos garancia vonatkozik, míg a többi alkatrésze 36 hónapos garancia vonatkozik a garanciakártyán feltüntetett értékesítés dátumától számítva.
3. A garanciális igény elbírálásának alapja a helyesen kitöltött garanciakártya és a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása.
4. A berendezés hibáit a REHA FUND Sp. z o.o. vagy a hivatalos szerviztechnikusok javítják, feltéve, hogy a kerekesszéket rendeltetésszerűen és a használati utasításban szereplő ajánlásoknak megfelelően használták.
5. A javítást a lehető leghamarabb, a berendezés szervizközpontba való beérkezésétől számított 14 napon belül elvégezzük. Ha pótalkatrészeket kell rendelni, a javítási idő meghosszabbodhat, amely esetben az ügyfelet erről tájékoztatjuk.
6. A jótállás nem terjed ki:
 - a felhasználói kézikönyvben leírt, a kerekesszék karbantartásával, tisztításával és beállításával kapcsolatos tevékenységeket;
 - a normál használat során kopásnak kitett alkatrészeket, pl. gumi alkatrészeket, rugókat, műanyag burkolatokat, kárpitokat stb.
 - a kerekesszék mechanikai és hőhatás okozta sérülései, pl. hajlítások, karcolások, törések stb.;
 - a használati utasításnak nem megfelelő használatból, gondatlanságból, független javításokból, módosításokból vagy szerkezeti változtatásokból eredő sérülések.
7. Mielőtt a berendezést átadná a hivatalos szerviztechnikusoknak, azt a használati utasításnak megfelelően meg kell tisztítani, hogy szervizelésre alkalmas legyen.
8. A javításokat és az alkatrészek cseréjét a Reha Fund Sp. z o.o. hivatalos szerviztechnikusai végzik.
9. Indokolatlan panasz esetén a panasz feldolgozásának költségeit az ügyfélnek kell viselnie.
10. A jótállás területi hatálya a Lengyel Köztársaság területére terjed ki.
11. Az eladott árukra vonatkozó garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel az ügyfélnek az áruk szerződésszegéséből eredő jogait.

SZERVIZJAVÍTÁSOK LISTÁJA (a szervizközpont kitöltendő)

Sz	Értesítés dátuma	Rendelésszám	A hiba leírása/a javítás terjedelme	Dátum a javítás	Szervizbélyegző és aláírás
1.					
2.					