



MOPEDIA®



I. osztályú orvostechnikai eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK

R1840 - Elektromos állóemelő, max. terhelés 200 kg, lábnyitó pedállal

R1841 - Elektromos állóemelő, max. terhelés 200 kg, lábnyitó karral

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a MORETTI S.p.A. által gyártott MUEVO UP by MOPEDIA betegemelő termékcsaládot választotta. Kialakításuk és minőségük garantálja a kényelmet, a biztonságot és a megbízhatóságot.

A MORETTI S.p.A. MUEVO UP by MOPEDIA betegemelőit úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljenek minden igényének a praktikus és helyes használat érdekében. Ez a használati útmutató javaslatokat tartalmaz a választott emelő helyes használatára vonatkozóan, és számos értékes tanácsot ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használná a betegemelőt/állványt. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon tanácsért és segítségért a kereskedőhöz.

3. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A MOPEDIA MUEVO UP betegemelőjét mozgásszervi nehézségekkel küzdő személyek felállítására és mozgatására tervezték. A gépet egy asszisztens kezeli. A betegemelőt nem használhatja csak egy személy.

Kétség esetén kérjük, forduljon a kereskedőhöz, aki segít és megfelelő tanácsot ad Önnek.

FIGYELMEZTETÉS!



- **Ne használja a terméket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.**
- **A Moretti S.P.A. elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék vázának jogosulatlan módosításából eredő következményekért.**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban található információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.**

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, a MOPEDIA PÁCIENSEMELŐK csoportjához tartozó termék megfelel az ORVOSI ESZKÖZÖKRŐL szóló, 2017. április 5-i 2017/745/EU rendelet rendelkezéseinek. Ennek érdekében a Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére garantálja és kijelenti a következőket:

1. Az eszközök megfelelnek az 2017/745/EU rendelet I. mellékletében foglalt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében foglaltak szerint.

2. . Az eszközök NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. . Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATOKRA GYÁRTOTTAK.
4. . Az eszközök NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak.
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságoknak legalább 10 évig, az utolsó tétel gyártásától számítva biztosítja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

Megjegyzés: A teljes termékkódok, a gyártói regisztrációs kód (SRN), az UDI-DI kód és a használt szabályozásokra való hivatkozások szerepelnek az EU megfeleléségi nyilatkozatában, amelyet a Moretti S.p.A. kiad és csatornáin keresztül elérhetővé tesz.

A nagyobb biztonság garantálása érdekében a Moretti SpA az emelőkre vonatkozó EN ISO 10535:2006 szabványt követte.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK















- Az eszköz megfelelő használatához olvassa el ezt a kézikönyvet.
- Az eszköz megfelelő használatához konzultáljon orvosával vagy terapeutájával.
- A becsomagolt terméket tartsa távol hőforrástól, mivel a csomagolás kartonból készült.
- A tartozék élettartamát a nem javítható és/vagy cserélhető alkatrészek kopása határozza meg.
- Legyen óvatos, ha gyermekek vannak a közelben.
- A felhasználónak és/vagy a betegnek jelentenie kell a készülékkel kapcsolatban történt minden súlyos balesetet a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg államának megfelelő hatóságának.

FIGYELMEZTETÉS!



- **Mindig figyeljen a mozgó alkatrészek jelenlétére, amelyek végtagbecsípődést és sérülést okozhatnak.**

6. JELÖLÉSEK

	<< Termék kód
	<< Egyedi eszközazonosító
	<< CE Jelölés
	<< Gyártó
	<< Tétel szám
	<< Olvassa el a használati útmutatót
	<< Orvostechikai eszköz
	<< Ártalmatlanítási feltételek
	<< Figyelem, olvassa el az útmutatót
	<< Gyártási dátum
	<< Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)
	<< Védelem por és fröccsenő víz ellen
	<< B Típus
	<< Az eszköz maximális terhelése


7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A MUEVO UP elektromos felvonó segíti a motoros nehézségekkel küzdő embereket a felállásban vagy az áthelyezésben. Ideális kerekesszékesek számára a felálláshoz. Tökéletes segédeszköz a beteg áthelyezéséhez és ülő helyzetből történő felállításához, maximum 180 kg-os terheléssel.

Tökéletes azok számára, akiknek segítségre van szükségük a felálláshoz. A nyitható talp szélességének köszönhetően a professzionális munka sokkal könnyebb, az áthelyezés pedig biztonságosabb. A lábtartó rögzített és csúszásgátló filc borítja. A lábtartó magassága állítható. A vezérlőegység biztonsági rendszerekkel van ellátva. A vezérlőegységnek köszönhetően a MUEVO UP elektromos felvonó kényelmes és biztonságos függőleges helyzetet biztosít: a vezérlőegység figyeli az akkumulátor töltöttségi szintjét és a működtető állapotát.

8. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA


8.1 Emelőkeret



(a képek csak illusztrációk)

- A. 1. számú alap kerekkel
- B. 1. számú oszlop
- C. 1. számú kar a lábak kinyitásához (RI841-hez)
- D. 1. számú térdvédő állító mechanizmus
- E. 1. számú standard testheveder
- F. 1. számú kar fogantyúval
- G. 1. számú fogantyú
- H. 1. számú térdvédő támasz
- I. 1. számú összeszerelő készlet
- J. 2. számú habszivacs térdvédő
- K. 1. számú pedál a lábak kinyitásához (RI840-hez)

8.2 Elektromos készlet






- A. 1. számú TiMOTION működtető
- B. 1. számú TiMOTION távirányító
- C. 1. számú TiMOTION akkumulátor
- D. 4. számú csavar a vezérlőegység blokkolásához
- E. 1. számú TiMOTION vezérlőegység
- F. 1. számú töltőadapter
- G. 1. számú vezérlőegység

(a képek csak illusztrációk)

9. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK




9.1 Váz összeszerelése

1. Csavarja ki a csavart a oszlop. (1. ábra)
2. Illesse az oszlopot az alapzatban található üregbe. Helyezze be a csavart, amely az oszlopot az alapzathoz rögzíti, és csavarozza jól be. (1. ábra)
3. Helyezze be a perselyt az oszloppal való rögzítéshez kialakított karfuratba (2a. ábra)
4. Kösse össze és rögzítse az oszlop és a kar közötti csatlakozást a mellékelt csavarokkal (2b. ábra)



(a képek csak illusztrációk)

5. Helyezze el és rögzítse a fogantyút az oszlopon a mellékelt csavarokkal. (3. ábra)
- 6a. Szerelje fel a pedált az alaplábak nyitásához, és rögzítse a mellékelt csavarral. (4a. ábra – RI840 modellhez)
- 6a. Szerelje fel az alaplábak nyitásához szükséges kart, és rögzítse a mellékelt csavarral. (4b. ábra – RI841 modellhez)







(a képek csak illusztrációk)

7. Helyezze el és rögzítse a térdtámasztó szerkezetet az oszlopon a mellékelt csavarokkal; majd szerelje fel a térdtámaszokat, a mellékelt gombbal beállítva a magasságukat (5a-5b. ábra)
8. A szerkezet teljesen összeszerelt. Most szerelje fel az emeléshez szükséges elektromos készletet. (lásd §9.2).

9.2 Elektromos készlet összeszerelése

1. Távolítsa el a kárból és az oszlop furataiból előkészített csavarokat a működtető rögzítéséhez. Helyezze a működtetőt a megfelelő helyzetbe, és rögzítse a korábban eltávolított csavarokkal. (6a-6b. ábra)
2. Rögzítse a vezérlőegység tartókonzolját az oszlophoz a mellékelt csavarokkal, és csavarja be a megfelelő furatokat. (7. ábra)
3. Helyezze a vezérlőegységet a konzolra, hagyja felülről lefelé csúszni, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. (8a-8b. ábra)
4. Helyezze be az akkumulátort a vezérlőegység üregébe. (9a-9b. ábra)

5. Csatlakoztassa a működtető csatlakozóját a vezérlőegység középső aljzatához, a távirányítót pedig a megfelelő aljzathoz. (10. ábra). Az elektromos készlet megfelelően van felszerelve, és az állóemelő használatra kész. (11. ábra)



(a képek csak illusztrációk)

Megjegyzés: használat előtt ügyeljen arra, hogy a vészleállító gomb ne legyen lenyomva, és ha aktiválva van, engedje el, hogy a vezérlőegység bekapcsolódhasson.

10. HASZNÁLAT ELŐTT

A MUEVO by MOPEdia állólifteket mozgáskorlátozott személyek rövid áthelyezésére szolgálnak, például ágyból kerekesszékekbe vagy WC-be és vissza. Az állólift nem használható beteg szállítására.

- Beteg emelése előtt győződjön meg arról, hogy az alaplábak a lehető legnagyobb szélességben ki vannak nyitva, a nyitókar vagy a nyitópedál rögzített nyitott helyzetben van, és a hátsó kerekek fékjei blokkolva vannak.
- A beteg mozgatása közben figyeljen az akadályokra, amelyek a lift felborulását okozhatják.



Mindig ellenőrizze, hogy a heveder jó állapotban van-e. Ne használjon sérült vagy kopott hevedereket.

11. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AZ ELEKTROMOS EMELŐ HASZNÁLATA ELŐTT JAVASOLT TÖLTENI AZ AKKUMULÁTORT KÖRÜLBELÜL 6/8 ÓRÁN ÁT. EZUTÁN GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY AZ AKKUMULÁTOR MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT FEL VAN TÖLTVE.

A beteg emelése előtt nyissa ki a talpat a lehető legnagyobb szélességben:

- húzza meg enyhén a lábával a lábak felé nyitására szükséges pedált, majd fordítsa el balra, és rögzítse nyitott helyzetben
- húzza meg enyhén a lábak felé nyitására szükséges kart, majd fordítsa el balra, és rögzítse nyitott helyzetben

A talp zárt állapotába való visszaállításához végezze el ugyanazokat a műveleteket fordított sorrendben.

1. . Blokkolja a hátsó kerékfékeket.
2. . Tartsa a beteget a talp lábai között középen, és mindig az asszisztens felé forduljon.
3. . Állítsa be a lábtartó magasságát és szélességét a szabályozógombok segítségével.
4. . Helyezze a hevedert a betegre, beállítva a haspántot és a hónaljöveket.
5. . Óvatosan akassza a heveder hevedereit az emelőgerenda mögé, lásd a képet (A középső kampót a medencehevederrel kell használni. A középső kampókat 1,70 m-nél magasabb személyek használhatják. A kar végein lévő kampókat 1,70 m-nél magasabb személyek használhatják.)



(a képek csak illusztrációk)

MEGJEGYZÉS: A medenceheveder erős testalkatú vagy korlátozott mozgásképességű betegek számára ajánlott. A medenceöveknek köszönhetően csökken a hónaljra nehezedő nyomás, és a függőleges helyzet kényelmesebbé válik a beteg számára.

MEGJEGYZÉS: Magas személyek esetén szükség esetén a hevedert a kar középső kampóira is felakaszthatja, az öveket a szélső kampókon átvezetve. Ebben az esetben a hónaljövek rövidebbek lesznek, és lehetővé teszik, hogy a beteg mellkasa megközelítse a karját és felé dőljön.

6. . Nyomja meg a felfelé mutató nyíl gombot a beteg emeléséhez.
7. . AZ EMELÉS SORÁN MINDIG FIGYELJE A BETEG POZÍCIÓJÁT!
8. . Támassa meg a beteget a kívánt magasságig, úgy, hogy az asszisztense felé nézzen.
9. 9. Oldja ki a hátsó kerekeket, és mozgassa a beteget.
10. . A beteg leengedése előtt blokkolja újra a hátsó kerekeket.
11. . A beteg leengedéséhez nyomja meg a lefelé mutató nyíl gombot.
12. . AZ EMELÉSI FOLYAMAT SORÁN MINDIG FIGYELJE A BETEG POZÍCIÓJÁT!

FIGYELMEZTETÉS!



- A leengedés során mindig segítse a beteget a helyes ülőhelyzet megtartása érdekében!
- A beteg leengedése közben távolítson el minden akadályt, amely akadályozhatja a lefelé irányuló mozgást. Ha ez lehetséges, emelje fel újra a beteget, és távolítsa el azt, ami akadályozza a leengedést.

Automatikus zúzódásgátló rendszer

Az elektromos készlet automatikus zúzódásgátló rendszerrel van felszerelve, amely leállítja az emelőgém leengedését, ha a beteg véletlenül érintkezik valamilyen akadállyal.

Vészleállítás

A vezérlőegység egy piros „STOP” gombbal van felszerelve, amely megnyomásakor azonnal deaktiválja az összes kezelőszervet. A normál működés visszaállításához fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza kifelé.

Az aktuátor mechanikus leengedése

Ha manuális/mechanikus leengedést használ, kérjük, győződjön meg arról, hogy az a beteg teljes biztonsága mellett történik. A manuális/mechanikus leengedés aktiválásához húzza lefelé az aktuátor felső részén található piros gyűrűt, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. A leengedési folyamat befejezése után tegye vissza a piros gyűrűt a nyugalmi helyzetébe.



Vészhelyzeti gombok

A vezérlőegységen két gomb található (az egyik felfelé mutató nyíllal, a másik lefelé mutató nyíllal), amelyeket a távirányító gombjai helyett lehet megnyomni az összes művelet elvégzéséhez, ha a távirányító nem működik megfelelően.

(a képek csak illusztrációk)

Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése

Az akkumulátor töltöttségi szintjét egy 3 LED-es jelző mutatja. Ez a jelző a távirányítón található. A 3 világító LED az akkumulátor teljes feltöltését jelzi, míg az egyetlen világító LED azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült és töltést igényel.

Akkumulátorok töltése

- Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzathoz, majd a vezérlőegység aljzatához a védősapka eltávolítása után.
- A töltőadapteren van egy LED, amely a töltési folyamat során narancssárga színűre vált. Töltse fel az akkumulátort, amíg a LED zöldre nem vált.
- Mielőtt újra aktiválná az emelőt, győződjön meg arról, hogy leválasztotta az akkumulátortöltőt!
- Töltse az akkumulátorokat legalább 6 órán át az emelő használata előtt.

A távirányító használati utasítása

A távirányító egy spirálisan kihúzható kábellel csatlakozik a vezérlőegységhez.



Gombok:

1. „FEL” gomb emeléshez
2. LE” gomb süllyesztéshez

Vizuális jelzések:

3. LED a maximális terhelés túllépéséhez: az emelő mozgása megszakad, ha a terhelés meghaladja a maximális terhelési küszöböt, és a vezérlőegység hangjelzést ad.
4. LED az akkumulátor töltöttségi állapotának figyeléséhez és jelzéséhez

12. KARBANTARTÁS

A MORETTI MOPEDIA eszközeit gondosan ellenőrzik, és forgalomba hozataluk után EK-jelöléssel látják el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a készüléket 2 évente ellenőriztesse a gyártóval

vagy egy hivatalos laboratóriummal. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

- Rendkívül fontos, hogy minden használat előtt ellenőrizze az emelőt.
- Különösen fontos, hogy ellenőrizze, hogy minden csavar és csapszeg jól meg van-e húzva.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy az emelő szabadon mozog-e a fékek által kioldott kerekekkel.
- Ellenőrizze a hátsó kerekek fékeinek megfelelő működését.
- Nagyon fontos rendszeresen ellenőrizni a csatlakozócsapok és az ütközőgyűrűk megfelelő elhelyezkedését (a csapok kötik össze a működtetőt az emelő felső és alsó részével, valamint az emelőgerendával, ahová a bölcsőt beakasztja).
- A mechanikus alkatrészeket egy csepp olajjal kell megkenni a csúszás és a kopásállóság megkönnyítése érdekében. Különösen figyeljen a betegemelő lábainak mechanikus visszahúzójára. Kenje meg a fent leírtak szerint két-három havonta.

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Tisztítás

A bölcső, a fogantyú és a szerkezet tisztításához alkohol és semleges szappan (egyenlő arányban) vízzel elkevert oldatát használja.

13.2 Fertőtlenítés

Ha a terméket fertőtleníteni kell, használjon általános fertőtlenítőszeres semleges mosószert.

Megjegyzés: Soha ne használjon savakat, lúgokat vagy oldószereket, például acetont vagy hígítószert. Fénytől, nedvességtől és hőtől távol tartandó.

14. ÁRTALMATLANÍTÁS FELTÉTELEI



Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyező tartályt a kommunális hulladékkal együtt. Javasoljuk, hogy a készletet a megfelelő hulladékgyűjtő helyeken dobja ki újrahasznosítás céljából.



14.1 Figyelmeztetések a termék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozóan, a 2012/19/EU európai irányelv előírásainak megfelelően

Éltartama végén a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladékot a városi szelektív hulladékgyűjtő központba vagy a viszonteladókhoz kell leadni, amennyiben ők biztosítják ezt a szolgáltatást. A szelektív hulladékkezelés csökkenti a nem megfelelő ártalmatlanítás környezeti és egészségügyi következményeit. Továbbá a terméket alkotó anyagok újrahasznosíthatók, ami energia- és erőforrás-megtakarítást eredményez. Az elektromos orvostechnikai eszközök kötelező szelektív ártalmatlanítására utalva magán a terméken a csíkozott kuka szimbóluma látható.



14.2 Lemerült elemek kezelése (2006/66/EK irányelv)

A terméken található szimbólum azt jelzi, hogy az elemeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Győződjön meg arról, hogy az elemeket megfelelően ártalmatlanítja; ez megakadályozza a nem megfelelő ártalmatlanításból eredő környezeti és egészségügyi következményeket. Az újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A lemerült elemeket adja le egy megfelelő újrahasznosító központban. A lemerült elemek vagy maga a termék ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az önkormányzattal, a helyi hulladékkezelő központtal vagy azzal a viszonteladóval, akitől a készüléket vásárolta.

15. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

RP893 Testheveder háti haspánttal tépőzáras zárral

RP893XL Testheveder háti haspánttal tépőzáras zárral - XL méret

RP896 Testheveder háti haspánttal tépőzáras zárral és medenceövekkel

Pótalkatrészekért és tartozékokért mindig tekintse meg a MORETTI fő katalógust.


CSAK EREDETI MORETTI TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON. MORETTI S.P.A. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A NEM RENDELKEZŐ HASZNÁLAT OKOZTA BIZTOSÍTOTT ESEMÉNYEKÉRT.

16. MŰSZAKI JELLEMZŐK

16.1 Műszaki adatok

- Porszórt acélváz
- Filccel borított platform
- Állítható magasságú és szélességű térdvédő
- Fékező és forgatható görgők
- Lábnyitó kar (R1841) vagy pedál (R1840) biztonsági zárral
- Kényelmes fogantyú az egészségügyi szakember számára
- Kifejezetten a heveder biztonságos rögzítéséhez tervezett horgok
- Teherbírás: több mint 100 emelés teljesen feltöltött akkumulátorral
- Teljes súly: 39 kg
- Maximális terhelhetőség: 200 kg

16.2 Vázméretetek



Jelmagyarázat

- A - Szagittális méret maximális függőleges beállításnál: 2 cm
- B - Karhossz: 80 cm
- C - Maximális löket: 73 cm
- D - Minimális karmagasság: 107 cm
- E - Maximális karmagasság: 180 cm
- F - Maximális talphossz: 101 cm
- G - Távolság az első görgők és az alaposzlop között: 68 cm
- H - Minimális belső szélesség: 45 cm
- I - Minimális külső szélesség: 55 cm
- L - Maximális belső szélesség: 73 cm
- M - Maximális külső szélesség: 83 cm
- O - Minimális lábmagasság a talajtól: 8 cm
- P - Maximális lábmagasság a talajtól: 13 cm

17. GARANCIA

Minden Moretti termékre a vásárlás dátumától számított 2 (két) ÉV garancia vonatkozik, kivéve az alábbiakban meghatározott korlátozásokat. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből, a termék átalakításából vagy a felhasználói kézikönyvben foglaltakkal ellentétes bármilyen más használatból eredő károokra.

A termék rendeltetésszerű használatát a felhasználói kézikönyv tartalmazza. A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget a készülék helytelen összeszereléséből/nem megfelelő használatából, illetve a használati útmutató be nem tartásából eredő károkért vagy személyi sérülésekért. A Moretti nem garantálja termékei károsodását vagy meghibásodását a következő esetekben: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák okozta károk (ha vannak ilyenek), nem a Moretti által biztosított alkatrészek vagy komponensek használata, a használati útmutató és utasítások be nem tartása, nem engedélyezett átalakítások, szállításból eredő károk (eltérve a Moretti eredeti szállításától) vagy a készülék kézikönyvben feltüntetett

karbantartásának elmulasztása. A kopó alkatrészekre ez a garancia nem vonatkozik, ha a kár a termék rendeltetésszerű használatából ered.

17.1 Újratölthető akkumulátorra vonatkozó garancia

Az eredeti akkumulátorokra és a póttakkumulátorokra 90 napos (kilencven) garancia vonatkozik a teljesítményükre, és 6 hónapos (hat) garancia a gyártási hibákra, illetve a törvényi előírásoknak megfelelően. A teljesen feltöltött, 3 (három) egymást követő hónapnál hosszabb ideig használatlan állapotban hagyott akkumulátorokra vonatkozó garancia automatikusan érvényét veszti. A teljesen lemerült, 3 (három) egymást követő napnál hosszabb ideig használatlan állapotban hagyott akkumulátorokra vonatkozó garancia automatikusan érvényét veszti.

17.2 Javítás

Garanciális javítás

Ha egy Moretti termék a garanciális időszak alatt anyag- vagy gyártási hibát mutat, a Moretti S.p.A. az ügyféllel együtt mérlegeli, hogy a termékhiba a garancia hatálya alá tartozik-e. A Moretti S.p.A. saját belátása szerint kicserélheti vagy megjavíthatja a garanciális terméket egy Moretti viszonteladói ponton vagy saját minősített irodáiban. A termék javításának munkadíját a Moretti fizetheti, ha megállapítást nyer, hogy a javítás garanciális. A javítás vagy csere nem újítja meg és nem hosszabbítja meg a garanciát.

Garancián kívüli javítás

A garancián kívüli termék csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után küldhető vissza javításra. A garancián túli javítás munkadíját és szállítási költségeit teljes mértékben az ügyfél vagy a viszonteladó viseli. A garancián túli termékek javítására 6 (hat) hónap garancia vonatkozik, attól a naptól számítva, hogy az ügyfél átvette a javított terméket.

Hibátlan eszköz

Az ügyfelet tájékoztatják, ha a visszaküldött termék vizsgálata és tesztelése után a Moretti úgy dönt, hogy a termék nem hibás. A terméket visszaküldik az ügyfélnek, és a visszaküldés összes költségét az ügyfél viseli.

17.3 Alkatrészek

Az eredeti Moretti alkatrészekre a kézhezvétel napjától számított 6 (hat) hónap garancia vonatkozik.

17.4 Kivételes záradékok

A jelen garanciában egyértelműen meghatározottakon és a törvénynek megfelelően a Moretti S.p.A. nem kínál ügyfeleinek semmilyen más kifejezett vagy hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, a jogsértésmentességre vagy a beavatkozásmentességre, valamint egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt. A Moretti S.p.A. nem garantálja, hogy a Moretti termékek használata folyamatos és hibátlan lesz. A törvénynek megfelelően alkalmazható esetleges hallgatóságos garanciák időtartama a garanciális időszakra korlátozódik. Egyes államokban vagy országokban nem engedélyezett a hallgatóságos jótállás időtartamának korlátozása, illetve a termékekhez kapcsolódó véletlen vagy közvetett károk alóli mentesülés vagy korlátozás a fogyasztók számára. Ezekben az államokban vagy országokban a jótállás bizonyos mentesítései vagy korlátozásai nem feltétlenül vonatkoznak a felhasználóra. Ez a jótállás előzetes értesítés nélkül módosulhat.



MOPEDIA®

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 2111

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY

Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft 2000 Szentendre, Kőzúzó út 1. 26-309223