



# MOPEDIA®

## EMELŐ KARFOTEK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### I. osztályú orvosi eszköz

**AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az  
orvostechnikai eszközökről**

#### **1. KÓDOK**

PO400B Ninfea fotel görgőrendszer nélkül - Szövet FRANCIA CORTA Világoskék  
PO400G-XL Ninfea fotel görgőrendszer nélkül - Szövet FRANCIA CORTA szürke  
PO400R Ninfea fotel görgőrendszer nélkül - Szövet FRANCIA CORTA Korallvörös  
PO400S Ninfea fotel görgőrendszer nélkül - Szövet FRANCIA CORTA Sand  
PO401B Ninfea fotel görgős rendszerrel - szövet FRANCIA CORTA Kék  
PO401R Ninfea fotel görgős rendszerrel - Fabric FRANCIA CORTA Red  
PO401S Ninfea fotel görgős rendszerrel - Fabric FRANCIA CORTA Sand  
PO401M Ninfea fotel görgős rendszerrel - Szövet FRANCIA CORTA Terrakotta  
PO401T Ninfea fotel görgős rendszerrel - Szövet FRANCIA CORTA Dove szürke  
PO401R Ninfea fotel görgős rendszerrel - Szövet FRANCIA CORTA Korallvörös  
PO403G Chloe fotel görgős rendszerrel - szövet INCANTO szürke Perla  
PO403R Chloe fotel görgős rendszerrel - Fabric INCANTO Antik rózsaszín  
PO405G Dafne fotel görgőrendszer nélkül - INCANTO Szürke szövet  
PO405S Dafne fotel görgőrendszer nélkül - INCANTO Sand szövet  
PO405R Dafne fotel görgős rendszerrel - Fabric INCANTO Antik rózsaszín  
PO405T Dafne fotel görgős rendszerrel - szövet INCANTO Dove szürke  
PO410B Agave fotel görgős rendszerrel - LUX kék szövet  
PO410R Agave fotel görgős rendszerrel - Fabric LUX Red  
PO410S Agave fotel görgős rendszerrel - Fabric LUX Sand  
PO420S Myrtho fotel 4 kerékkel - Fabric LUX Sand  
PO420B Myrtho fotel 4 kerékkel - Fabric LUX Blue  
PO420G Myrtho fotel 4 kerékkel - Fabric LUX szürke  
PO420R Myrtho fotel 4 kerékkel - Fabric LUX Red  
PO425G Myrtho Class fotel 4 kerékkel - Fabric LUX szürke  
PO425B Myrtho Class fotel 4 kerékkel - Fabric LUX Blue

PO425R Myrtho Class fotel 4 keréssel - Fabric LUX Red  
PO425S Myrtho Class fotel 4 keréssel - Fabric LUX Sand  
PO430G Clyzia fotel Zero Gravity - Szövet INCANTO szürke  
PO430R Clyzia fotel Zero Gravity - Fabric INCANTO Antik rózsaszín  
PO430T Clyzia fotel Zero Gravity - Szövet INCANTO Dove szürke

## 2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti MOPEDIA termékcsaládjának emelőfotelét választotta. A Moretti emelhető foteleket úgy tervezték és építették, hogy minden igényt kielégítsenek a praktikus, helyes és biztonságos használat érdekében. Ez a kézikönyv hasznos javaslatokat tartalmaz a készülék megfelelő és biztonságos használatához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt a megvásárolt fotelt használatba venné. Ha kérdése van, kérjük, forduljon kereskedőjéhez megfelelő tanácsért és segítségért.

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a termék egyetlen része sem sérült-e meg a szállítás során. **Ne használja a terméket, ha az sérült, és további utasításokért forduljon a kereskedőhöz.**

### FIGYELEM!

**Ne használja a terméket a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célra. A Moretti S.p.A. elhárít minden felelősséget a készülék nem megfelelő használatából vagy a jelen kézikönyvben meghatározottaktól eltérő használatból eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a termék tulajdonságainak javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosítsa a készüléket és a vonatkozó kézikönyvet.**

## 3. RENDELTETÉS

A MOPEDIA emelőszékek beltéri betegek ülésére és pihenésére szolgálnak.

## 4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és az ORVOSI EMELŐ KARFOTELEK csoportjába tartozó termék megfelel a 2017. április 5-i ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRŐL szóló 2017/745 számú rendelet előírásainak.

Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. Az eszközök NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

**Megjegyzés:** A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat az EU megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz elérhetővé csatornáin keresztül.

## 5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

### **FIGYELEM!**

**Legyen rendkívül óvatos mozgó alkatrészek jelenlétében, amelyek becsíphetik a végtagokat és sérülést okozhatnak.**

- A készülék hasznos élettartamát a nem javítható alkatrészek kopása és elhasználódása határozza meg, és legfeljebb 10 év
- Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék helyes használatához.
- Mindig konzultáljon orvosával vagy terapeutájával a készülék helyes használatához.
- Tartsa távol a becsomagolt terméket hőforrásoktól, mivel a csomagolás kartonból készült.
- Mindig legyen óvatos, ha gyerekek vannak jelen.
- A gyártó és a kereskedő elhárít minden felelősséget az illetéktelen személyek által végzett munka, illetve a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt az emberekben, állatokban vagy tárgyokban okozott károkért.

### **FIGYELEM!**

**A balesetek elkerülése érdekében maximális körültekintéssel és odafigyeléssel tartsa be az alább felsorolt magatartási és biztonsági szabályokat.**

- Ne használja a fotelt nedves környezetben.
- Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot, izzó tárgyakat és berendezéseket, amelyek veszélyes szikrát okozhatnak, ne tároljon éghető anyagokat a terméken és/vagy annak közelében: tűzveszély.
- Helyezze a foteleket sík és szilárd padlófelületre.
- Használjon eredeti tartozékokat és/vagy alkatrészeket.
- Meghibásodás esetén azonnal húzza ki az elektromos kábelt a hálózathoz, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgási áram.
- Ne használjon elektromos hosszabbító kábeleket és/vagy mozgatható aljzatokat.
- A fotelek nem alkalmasak arra, hogy egyszerre többen is üljenek.
- Ne az elektromos kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz.
- Ne húzza ki vagy dugja be a csatlakozódugót nedves kézzel.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

## 6. SZIMBÓLUMOK


	TERMÉK KÓD
	EGYEDI ESZKÖZ AZONOSÍTÓ
	CE JELÖLÉS
	GYÁRTÓ
	OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
	ORVOSI SEGÉDESZKŐZ
	MAX TERHELÉS
	ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK
	FIGYELEM, EL KELL OLVASNI AZ UTASÍTÁSOKAT
	GYÁRTÁSI DÁTUM
	ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI (WEEE)
	POR ÉS VÍZ FRÖCCSENÉSE ELLENI VÉDELEM
	B-TÍPUS
	SZIGETELÉSI OSZTÁLY
	MOSÁS 30°
	NE HASZNÁLJ FERTŐTLENÍTŐT
	SZÁRAZ TISZTÍTÁS
	NE SZÁRÍTSA A FORGODOBON
	KÉZMOSÁS
	NEM VASALHATÓ
	SZÁRÍTÁS SIMA FELÜLETEN, ÁRNYÉKBAN

## 7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Emelő fotelek, pihenésre és kikapcsolódásra tervezve. A háttámla és az ülés különböző sűrűségű párnázattal rendelkezik, amelyet kifejezetten a helyes testtartás megtartására terveztek. Festett acél szerkezet, poliészter szövet.

A fotelek két független motorral rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a háttámla és a lábtámasz külön-külön döntését, így több pozíciót is el lehet érni, beleértve az olvasáshoz vagy televíziózáshoz, pihenéshez és/vagy emésztéshez a legjobbat. A fotelek felálló funkcióval is rendelkeznek, köszönhetően a személy felemelését lehetővé tevő motornak. Ezzel az emelőeszközzel az ülő személyt szinte teljesen felálló helyzetbe kísérik, így könnyebben felállnak. A háttámla és a lábtámasz különböző helyzetei egy praktikus és könnyen használható, négy gombos távirányítóval állíthatók be.

### 7.1 Alkatrészlista megtekintése



1. Fotel
2. Első kerekek vagy görgős rendszer
3. Dönthető háttámla
4. Tárolózseb
5. Távirányító
6. Két motor a független mozgásokhoz
7. Elektromos kábel

A kép csak illusztráció!

## 8. ÖSSZESZERELÉS

### 8.1 Összeszerelés minden modellhez, kivéve a PO403-xx Chloe fotelt

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a fotel összes alkatrésze sértetlen-e, és nincsenek-e láthatóan sérült részek. Sérülés esetén ne használja a terméket, és forduljon a viszonteladóhoz. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatáshoz csatlakoztassa a fotel dugójával ellátott kábelt a konnektorhoz. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre, és ne lépjen rá.

### 8.2 A PO403-xx összeszerelése

A PO403 karosszéket a háttámlával együtt szállítjuk, amelyet össze kell szerelni (1. ábra)

1. Távolítsa el a védőburkolatot, amelyen a fotel támlája található (2. ábra).
2. Ellenőrizze, hogy a támaszték, amelyen a szék háttámlájának háttámlája rögzítésre kerül, kifelé néz-e (3. ábra).
3. Helyezze be a háttámlát a 2 csukló összeillesztésével, amíg a csúszda be nem fejeződik. (4. ábra)
4. A fülek szétszereléséhez elegendő, ha egyszerűen lecsúsztatja őket a tartósínről. A háttámlához csavarhúzó szükséges, amely megkönnyíti a széken elhelyezett reteszelő támasztól való kioldást. 5. ábra)




Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

**Megjegyzés:** Ellenőrizze, hogy az aljzat feszültsége megegyezik-e a motor címkéjén feltüntetett feszültséggel.

**MEGJEGYZÉS:** Még a kisebb elektromos munkákat is szakképzett személynek kell elvégeznie.

#### FIGYELEM!



- A gyártó nem tehető felelőssé a fenti előírások be nem tartásából eredő károkért, és ez a garancia érvénytelenítését is okozhatja.
- A parancsok használatakor a környező területet tisztán kell látni, hogy a mozgó alkatrészek ne érjenek embereket, állatokat vagy tárgyakat.
- A fotelt vízszintes felületre kell felszerelni. Kerülje az egyenetlen és törékeny felületeket.

- Helyezze a széket széles helyre, távol a hőforrásoktól (kandallók, kályhák, halogénlámpák stb.).
- Ügyeljen arra, hogy a lábtartó és a háttámla mozgása semmilyen módon ne legyen akadályozva.
- A fotelnek legalább 60 cm távolságra kell lennie minden akadálytól (fal, asztal stb.).
- A fotelt már összeszerelve és használatra készen szállítjuk, kivéve a PO403x (CHLOE) modellt; a felhasználónak csak csatlakoztatnia kell a tápegységhez.

#### 9. HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK

- Csatlakoztassa a kábelt közvetlenül az elektromos aljzathoz, ne cserélje ki, és ne használjon hosszabbítót.
- Ne helyezzen el tárgyakat, ne sétáljon, és ne helyezze a tápkábelt forró felületek vagy hőforrások közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a dugaszolóaljzatot megfelelően csatlakoztassa egyetlen aljzatba, majd húzza ki anélkül, hogy a vezetéknél fogva húzná ki, hanem a dugóból, amikor kezelést vagy karbantartást végez.
- Ne nyúljon a vezetékekhez nedves kézzel vagy ruhával, és győződjön meg arról, hogy a használt feszültség megegyezik a címkén leírtakkal.
- Ne sértse meg a csatlakozódugót és/vagy a tápkábelt, és ne használja, ha igen.
- Mielőtt leül a székre, győződjön meg arról, hogy a távirányító és annak vezetéke nincs útban
- Ha nem használja, hagyja zárva a széket a lábtartóval.
- Ügyeljen arra, hogy a széket mindig teljesen sík felületre helyezze, mind használat közben, mind nem, a stabilitás és a megfelelő működés érdekében.
- Soha ne üljön a lábtámaszra, és általában ne üljön erőszakosan a székre. Kerülje a készüléken való ugrást vagy felállást.
- Ügyeljen arra, hogy a személy üljön úgy, hogy súlyát a párnázott párnára helyezze, függetlenül attól, hogy a szék dőlt-e vagy sem.

- A szék mozgatásához győződjön meg arról, hogy nincs hátradöntve, és emelje fel a láblécet legalább 2 hüvelykkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek visszaéljenek a készülékkel, és gondoskodjon arról, hogy ha ők vagy eltartott személyek használják, mindig megfelelő felügyelet mellett.
- A szék egészséges fizikai és mentális felépítésű emberek számára készült (nem használnak alkoholt vagy drogokat, nem szenvednek mentális betegségben vagy más olyan betegségben, amely hallucinációt, egyensúlyzavart vagy hasonlókat okoz)
- Tartsa távol a kezét és lábát a rögzítési pontoktól, mint például a fotel és a lábtámasz emelő mechanizmusa, a háttámla vagy a kartámasz rései között.

#### **FIGYELEM!**



#### **Kézi zúzás**

- Ne használja a készüléket, ha a burkolatok elszakadtak, ami a belső berendezések szivárgását okozhatja.
- Ne használjon mobiltelefont vagy laptopot a szék közelében.
- Óvakodjon a lenyelhető apró alkatrészekről.
- Javasoljuk, hogy eredeti tartozékokat használjon.
- Fontos, hogy a távirányítót csak a székben ülő személy használja.
- Ne használja nagyon párák környezetben, például fürdőszobában vagy szabadban
- Ne tegye ki a széket huzamosabb ideig közvetlen napfénynek (UV).
- A termék kárpitját nem tűzállónak tervezték.
- Ne dohányozzon a fotelon vagy a fotel körül.

#### **FIGYELEM!**



#### **Rövidzárlat vagy tűz, áramütés, sérülések és balesetek veszélye.**

### **10. HOGYAN KELL ALKALMAZNI**

Megjegyzés: olvassa el az általános óvintézkedéseket ebben a használati útmutatóban

#### **FIGYELEM!**



**A parancsok használatakor tisztán kell látni a környező területet, hogy a mozgó alkatrészek ne érjenek embereket, állatokat vagy tárgyakat.**

#### **FIGYELEM!**



**Soha ne használja a széket, ha a kerekek vagy a görgőrendszer ki vannak zárva és szabadon forognak**

#### **FIGYELEM!**




**A fotel nem alkalmas a felhasználó mozgatására. Csak akkor mozgassa a fotelt, ha nem ül benne senki.**

#### **FIGYELEM!**



**A fotel megfelelő működéséhez csak ülő személy és a megfelelő testhelyzetben szabad használni**



**BAL FELSŐ GOMB:** a karosszéket függőleges helyzetből leengedett háttámla helyzetbe mozgatja

**BAL ALSÓ GOMB:** álló helyzetből kiindulva függőleges helyzetbe mozgatja a fotelt; függőleges helyzetből kiindulva kihúzza a lábtartót.

**JOBB FELSŐ GOMB:** a fotelt leengedett háttámla helyzetéből függőleges helyzetbe állítja vissza.

**JOBB ALSÓ GOMB:** a fotelt függőleges helyzetből álló helyzetbe mozgatja; a kihúzott lábtámasz helyzetéből kiindulva visszahelyezi a lábtámaszt zárt helyzetébe.

*A kép csak illusztráció!*

### 10.1 Görgős rendszer



Fig.1

A görgős rendszer alapfelszereltségként van felszerelve a PO401X, PO405X, PO410X fotelekre. A PO400x modellhez tartozékként kapható. Nyomja lefelé a rudat a lábával, hogy a görgős rendszerhez kapcsoljon (1. ábra). Húzza vissza a rudat a lábával felfelé a görgőrendszer kioldásához.

#### FIGYELEM!



Ne használja a görgős rendszert, ha valaki a karosszékekben ül! 1 cm-nél magasabb lépcsőfokok ne menjenek fel!

### 11. KARBANTARTÁS

A Moretti MOPEDIA termékeit gondosan ellenőrizték, és az értékesítéskor CE-jelöléssel látták el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében legalább két évente ellenőriztesse a terméket a gyártóval vagy egy erre felhatalmazott laboratóriummal, hogy ellenőrizze a termék használhatóságát. Javításhoz csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

#### FIGYELEM!



- A beállítási vagy javítási munkákat csak szakképzett technikus végezheti.
- Mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási munkát végezne a széken, húzza ki az áramellátást.



Rendkívül fontos, hogy az első használat előtt ellenőrizze a készüléket. Különösen kérjük, ellenőrizze a következőket:

- Minden csavar és csavar megfelelően meg van húzva.
- A készülék mechanikus részei megfelelően mozoghatnak (háttámla, lábtámasz, kartámasz, kerekek stb.).
- Ellenőrizze, hogy a kerékfékek megfelelően működnek-e \*(ha vannak).
- Havonta egyszer ellenőrizze a mechanikus alkatrészeket (zsanérok és csapok), és kenje meg őket egy csepp olajjal, hogy biztosítsa a könnyű csúszást és a kopást.
- Ellenőrizze, hogy a szék kerete nem ad-e ki semmilyen nyikorgást vagy gyanús hangot. Ha szükséges, kenje meg a keret forgáspontjait.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel sértetlen-e.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos motorok hatásfokát.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromechanikus részek nincsenek akadályozva és megfelelően működnek.
- Ellenőrizze, hogy a lábtámasz fém mozgó részeit nem akadályozza-e semmilyen tárgy.

## 12. HIBAEHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A SZÉK MECHANIKAI PROBLÉMÁK MIATT NEM HAJTOTTAVÉGRE A SZÜKSÉGES MOZGÁSOKAT	NEM ELÉG HELY A SZÉK MOZGÁSI KÖRÜL	TÁVOLÍTSA EL A MOZGÁSÁT AKADÁLYOZÓ TÁRGYAKAT VAGY HELYEZZE EL A FALTÓL
	A TÁRGY ZÁRVA A KEZELÉSI MECHANIZMUSBAN	KÍSÉRJÜK EL A TÁRGY ELTÁVOLÍTÁSÁVAL SÉRÜLÉS NÉLKÜL, AMENNYIBEN NAGYON KOCKÁZATOS MAGATARTÁSNAK SZÁMÍJTJA, KAPCSOLATOT A KERESKEDELŐVEL
TÁVIRÁNYÍTÁSI PROBLÉMÁK	PROBLÉMÁK A TÁVIRÁNYÍTÓVAL AZ „KATTINTÁSSAL” GOMBCSÖRÍTÉS ALATT	A PROBLÉMA AZ ELEKTRONIKUS RÉSZRE VONATKOZIK A TÁVIRÁNYÍTÓ RENDELTETÉSEN MŰKÖDIK
	PROBLÉMÁK A TÁVIRÁNYÍTÓVAL AZ „KATTINTÁS” NÉLKÜLI GOMBCSÖRÍTÉS ALATT	A PROBLÉMA A TÁVIRÁNYÍTÓVAL VAN, ÉS CSERÉRE KELL
AZ ELEKTROMOS RENDSZER MIATT PROBLÉMÁK KEZELÉSE	AZ ELEKTROMOS DUGÓ NINCS CSATLAKOZTATVA, VAGY NINCS MEGFELELŐEN CSATLAKOZTATVA	CSATLAKOZTASSA A DUGÓT AZ ELEKTROMOS ALJZATHOZ
	SÉRÜLT KÁBEL VAGY DUGÓ	LÉPJEN KAPCSOLATOT A FORGALMAZÓHOZ
	AZ ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK NINCS MEGFELELŐEN CSATLAKOZTATVA	ELLENŐRIZZE AZ ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK CSATLAKOZTATÁSÁT

### 13. TISZTÍTÁS

#### FIGYELEM!

A kézikönyvben szereplő fotelek huzata nem távolítható el.

Tisztítás előtt húzza ki a dugót az elektromos hálózathoz.

Gyakran tisztítsa meg a fotelt porszívóval. Makacs szennyeződés esetén használja rendszeresen a puha mechanikai alkatrészekkel rendelkező textíliákhoz speciálisan, hogy megakadályozza a por felhalmozódását a keretben.

#### Mosási szimbólumok PO400x; PO401x (FRANCIA CORTA szövet 315gr/mq)



Mosás 30°



Ne használj fehérítőt



Száraz tisztítás



Ne szárítsa forgódobon

#### Mosási szimbólumok PO410x; PO420x; PO425x (LUX szövet 467gr/mq)



Kézmosás



Ne használj fehérítőt



Nem vasalható



Szárítás sima felületen, árnyékban



Ne szárítsa forgódobon



Száraz tisztítás

#### Mosási szimbólumok PO403x; PO405x; PO430x (INCANTO szövet 400gr/mq)



Mosás 30°



Ne használj fehérítőt



Ne szárítsa forgódobon



Száraz tisztítás

#### FIGYELEM!

Az Incanto és a Lux az egyetlen víztaszító anyag.

#### FIGYELEM!

Ne használjon súroló hatású anyagokat, savakat, alkoholt, klór alapú tisztítószereket, fertőtlenítőszereket és acetont, mert ezek az anyagok megkarcolják a műanyag részeket és a fémfelületek rozsdásodását okozzák.

A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek olyan anyagok használatából erednek, amelyek károsíthatják a termék felületét, vagy a tisztítás során maró hatású vegyi anyagok használata miatt.

#### **FIGYELEM!**

**A fertőtlenítő termékek maró hatásúak. Kerülje a szembe és bőrrel való érintkezést. Viseljen védőruházatot, kesztyűt, védőszemüveget és védőcipőt. Véletlen érintkezés esetén mossa le az érintett részt bő meleg vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.**

#### **13.1 A leggyakoribb felteltávolítások**

- A lehető leghamarabb törölje le a foltot papírtörölkővel, mielőtt meleg vizes és enyhe szappanos oldattal lépne fel.
- Először egy kis adagon tesztelje a terméket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs hatással rá. Használjon szappanos vízzel megnedvesített puha rongyot, és óvatosan törölje le, amíg teljesen eltávolítja, majd öblítse le tiszta vízzel és törölje szárazra egy tiszta ruhával.
- Ne használjon erős tisztítószereket, folt- és zsíroldó szereket, mert károsíthatják az anyagot.

#### **FIGYELEM!**

**A fertőtlenítő termékek maró hatásúak. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Véletlen érintkezés esetén az érintett részt alaposan mossa le meleg vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.**

#### **14. AZ ELEKTRONIKUS RENDSZER GONDOZÁSA**

- Győződjön meg arról, hogy a fotel kábele nincs elvágva vagy sérült.
- Bármilyen sérülés esetén forduljon a forgalmazóhoz
- Tartsa távol az elektronikus áramköröket nedvességtől és magas hőmérséklettől

#### **15. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK**

##### **15.1 Általános ártalmatlanítási feltételek**



Soha ne dobja ki a terméket normál háztartási hulladékként. A terméket egy szelektív hulladékgyűjtő központban adja le újrahasznosítás céljából.



**15.2** Utasítások a helyes ártalmatlanításhoz a 2012/19/UE európai irányelv szerint: A terméket élettartama végén nem szabad a normál városi hulladékkal együtt ártalmatlanítani. El kell juttatni a települési szelektív hulladékgyűjtő telephelyre, vagy a szolgáltatást nyújtó megfelelő kereskedőhöz. A szelektív hulladékkezelés segít csökkenteni a nem megfelelő ártalmatlanításból adódó esetleges negatív környezeti és egészségi hatásokat, és lehetővé teszi a terméket alkotó anyagok újrahasznosítását, ami jelentős energia- és erőforrás-megtakarítást jelent. A terméken el van látva a reteszelt kuka szimbólum, amely kiemeli az elektromos orvosi berendezések ártalmatlanításának kötelezettségét.

#### **16. NYILATKOZAT ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSÁRÓL**

Az EMELŐFOTEL az alábbi táblázatokban meghatározott elektromágneses körülmények között történő használatra készült. Az EMELŐFOTEL használója köteles gondoskodni arról, hogy azt az előírt körülmények között használja.

1. táblázat

**AZ EMELŐFOTEL A KÖVETKEZŐ ELEKTROMÁGNESES FELTÉTELEK KÖZBEN SZÁNT MŰKÖDÉSRE. AZ ÜGYFÉLNEK VAGY FELHASZNÁLÓNAK KELL BIZTOSÍTANI, HOGY EZEKEN FELTÉTELEKBEN ALKALMAZHATJA.**

<b>KIBOCSÁTÁSI VIZSGÁLATOK</b>	<b>MEGFELELÉS</b>	<b>ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZET – ÚTMUTATÓ</b>
RF KIBOCSÁTÁS CISPR 11	1. CSOPORT	AZ EMELŐFOTEL CSAK BELSŐ MŰKÖDÉSRE ÉS AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉRE HASZNÁL RF ENERGIÁT. A RF KIBOCSÁTÁSA EZÉRT NAGYON ALACSONY, ÉS MINDEN VALÓSZÍNŰSÉGÉN NEM ZAVARJA A KÖZELBEN A KÖZELÉBEN LÉVŐ ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEKET.
RF KIBOCSÁTÁS CISPR 11	B OSZTÁLY	AZ EMELŐFOTEL MINDEN ÉPÜLETBEN SZÁNT HASZNÁLÁSRA SZÁNT, AZ OTTHON ÉS A KÖZVETLENÜL A ALACSONY FESZÜLTSGŰ HÁLÓZATI VILLAMOS HÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÓ ÉPÜLETEKBEN, LAKÁSI ALKALMAZÁSOKHOZ.
HARMONIKUS EMISSZIÓK EN 61000-3-2	MEGFELELÉS	
FESZÜLTSGREGYEZÉS/VILLOGÁS EN 61000-3-3	MEGFELELÉS	

2. táblázat

<b>GYÁRTÓI ÚTMUTATÓ ÉS NYILATKOZAT</b>			
<b>AZ EMELŐFOTEL A KÖVETKEZŐ ELEKTROMÁGNESES FELTÉTELEK KÖZBEN SZÁNT MŰKÖDÉSRE. AZ ÜGYFÉLNEK VAGY FELHASZNÁLÓNAK KELL BIZTOSÍTANI, HOGY EZEKEN FELTÉTELEKBEN ALKALMAZHATJA.</b>			
<b>IMUNITÁSI VIZSGÁLATOK</b>	<b>VIZSGÁLATI SZINT IEC 60601</b>	<b>MEGFELELŐSÉGI SZINT</b>	<b>ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZET – ÚTMUTATÓ</b>
ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV KAPCSOLATBAN ± 8 KV LEVEGŐ	± 4 KV KAPCSOLATBAN ± 8 KV LEVEGŐ	A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK. A PADLÓNAK FA, BETON VAGY KERÁMIA KELL. HA A PADLÓT MŰSZINTETIKUS ANYAGBAN BURÍTTJA, A RELATÍV PÁRAtartalomnak LEGALÁBB 30%-OSAN KELL LEHETSÉGESEN.
GYORS TRANZIENSEK ÉS KIBONTÁSOK EN61000-4-4	1KV – 5KHZ EGYÉNI CSATLAKOZÁS, 2000V - 5KHZ PÁRHUZAMOS CSATLAKOZÁS	1KV – 5KHZ EGYÉNI CSATLAKOZÁS, 2000V - 5KHZ PÁRHUZAMOS CSATLAKOZÁS	A HÁLÓZATI FESZÜLTSG MINŐSÉGÉNEK A tipikusnak kell lennie

			ÜZLETI KÖRNYEZET VAGY KÓRHÁZ AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSEKOR
FESZÜLTÉGESTÉSEK, RÖVID SZAKADÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK FESZÜLTÉG A TÁPELLÁTÁSI VEZETÉKEN. EN 61000-4- 11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75 V/2000MS; 0,75 V/500 MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75 V/2000MS; 0,75 V/500 MS; 0V/50MS;	A HÁLÓZATI FESZÜLTÉG MINŐSÉGÉNEK A tipikusnak kell lennie ÜZLETI KÖRNYEZET VAGY KÓRHÁZ AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSEKOR
IMPULZUSFESZÜLTÉGEK EN 61000-4-5	2KV PÁRHUZAMOS CSATLAKOZÁS; 1KV EGYEDI CSATLAKOZÁS	2KV PÁRHUZAMOS CSATLAKOZÁS; 1KV EGYEDI CSATLAKOZÁS	A HÁLÓZATI FESZÜLTÉG MINŐSÉGÉNEK A tipikusnak kell lennie ÜZLETI KÖRNYEZET VAGY KÓRHÁZ AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSEKOR
VEZETETT RF KIBOCSÁTÁS EN55011	0,15 ÷ 0,5 MHz 79 DB $\mu$ V 0,5 ÷ 30 MHz 73 DB $\mu$ V	0,15 ÷ 0,5 MHz 79 DB $\mu$ V 0,5 ÷ 30 MHz 73 DB $\mu$ V	A HÁLÓZATI FESZÜLTÉG MINŐSÉGÉNEK A tipikusnak kell lennie ÜZLETI KÖRNYEZET VAGY KÓRHÁZ AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSEKOR
SUGÁRZOTT RF KIBOCSÁTÁS EN55011	B OSZTÁLY 30–230 MHz, 40 (3 M) 230 – 1000 MHz, 47 (3 M) A OSZTÁLY 30 – 230 MHz, 50 (3 M) 230 – 1000 MHz, 57 (3 M)	B OSZTÁLY 30–230 MHz, 40 (3 M) 230- 1000 MHz, 47 (3 M) A OSZTÁLY 30 – 230 MHz, 50 (3 M) 230- 1000 MHz, 57 (3 M)	A HÁLÓZATI FESZÜLTÉG MINŐSÉGÉNEK A tipikusnak kell lennie ÜZLETI KÖRNYEZET VAGY KÓRHÁZ AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSEKOR

3. táblázat

<b>GYÁRTÓI ÚTMUTATÓ ÉS NYILATKOZAT</b>			
<b>AZ EMELŐFOTEL A KÖVETKEZŐ ELEKTROMÁGNESES FELTÉTELEK KÖZBEN SZÁNT MŰKÖDÉSRE. AZ ÜGYFÉLNEK VAGY FELHASZNÁLÓNAK KELL BIZTOSÍTANI, HOGY EZEKEN FELTÉTELEKBEN ALKALMAZHATJA.</b>			
<b>IMUNITÁSI VIZSGÁLATOK</b>	<b>VIZSGÁLATI SZINT IEC 60601</b>	<b>MEGFELELŐSÉGI SZINT</b>	<b>ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZET – ÚTMUTATÓ</b>
<b>RF MEZŐK ÁLTAL OKOZOTT ZAVAROK 61000-4-6</b>	<b>3 V EFF. 150 KHZ-TŐL 80 MHz- IG</b>	<b>3 V EFF. 150 KHZ-TŐL 80 MHz- IG</b>	<b>A HORDOZHATÓ ÉS MOBIL RF KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK NEM HASZNÁLHATÓK AZ</b>
RF ZAVAROK EN 6100- 4-3 3 V/M	80 MHz-től 2,5 GHz-ig 3 V/M	80 MHz-től 2,5 GHz-ig	

			<p>EMELŐFOTEL SEMMILYEN RÉSZÉNEK KÖZELÉBEN, BELEÉRTVE A KÁBELEKET, HA AZ EGYENLÍTŐ ALKALMAZÁSÁVAL KISZÁMÍTOTT JAVASOLT TÁVÁSZÍTÁSI TÁVOLSÁGOKAT NEM BEFEJEZETTE. AJÁNLOTT TÁVOLSÁGOK D = 1,2vP D = 1,2vP 80 MHz-től 800 MHz-ig D = 2,3vP 800 MHz-TŐL 2,5 GHz- RE, AHOL A "P" AZ ADÓ MAXIMÁLIS KIMENETI TELJESÍTMÉNYÉT JELENTI WATT-BAN (W) AZ ADÓ GYÁRTÓJA SZERINT, ÉS A "D" AZ AJÁNLOTT TÁVÁLASZTÁSI TÁVOLSÁG (MÉTERBEN). A HELYSZÍNI ELEKTROMÁGNESES ELLENŐRZÉS ESETÉN A RÖGZÍTETT RF ADÓK ÁLTAL GENERÁLT MEZŐ INTENZITÁSA AZ EGYES FREKVENCIASZÁVAN ALATT LEHET A MEGFELELÉSI SZINT ALATT. INTERFERENCIÁK TAPASZTALHATÓ AZ EZZEL JELÖLÉSÉVEL JELÖLT BERENDEZÉSEK KÖZELÉBEN:</p>
<p><b>1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz és 800 MHz használata a nagyobb frekvencia sávra vonatkozó elválasztási távolságot.</b></p> <p><b>2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem alkalmazható minden helyzetre. Az elektromágneses terjedésre a szerkezetek, tárgyak és emberek elnyelése és visszafülfözése hatást van.</b></p>			

A RÖGZÍTETT ADÓK TERÜLETÉNEK, PLÉPÉS RÁDIÓTELEFONOK (CELLES ÉS VEZETÉKNÉLKÜLI) BÁZISÁLLOMÁSOK, FÖLDI MOBILRÁDIÓK, AMATŐR RÁDIÓBERENDEZÉSEK, AM ÉS FM RÁDIÓADÓ VAGY TV-ADÓ Y. A RÖGZÍTETT RF ADÓK ÁLTAL OKOZOTT ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZET LÉTREHOZÁSÁHOZ HELYSZÍNI ELEKTROMÁGNESES ELLENŐRZÉST KELL FUTATNI. HA AZ EMELŐFOTEL HASZNÁLATI HELYÉN MÉRT TÉRINTENZITÁS MEGTÖLÍTI AZ ALKALMAZHATÓ RF MEGFELELŐSÉGI SZINTET, AZ EMELŐFOTEL SZOKÁSOS MŰKÖDÉSÉT FIGYELEM KELL FIGYELNI. HA SZABÁLYOZÁSOK ÉSZLELHETNEK, KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEKRE LEHET SZÜKSÉGES, PÉLDA AZ EMELŐFOTEL ÁTÁLLÍTÁSA VAGY ÁTHELYEZÉSE. B A 150 KHZ–80 MHZ FREKVENCIA-TARTOMÁNYBAN A TÉRINTENZITÁSNAK KELL 3 V/M-nél kisebbnek lennie.

#### 4. táblázat

### A HORDOZHATÓ ÉS MOBIL RÁDIÓKOMMUNIKÁCIÓS BERENDEZÉSEK ÉS AZ EMELŐFOTEL KÖZÖTTI JAVASOLT TÁVÁSÍTÁSI TÁVOLSÁGOK

AZ EMELŐFOTEL ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZETBEN SZÁNT MŰKÖDÉSRE, AMELYBEN A KISUGÁRZOTT RF ZAVAROK ELLENŐRZÉSEK ALATT VAN. AZ EMELŐFOTEL VÁSÁRLÓJA VAGY FELHASZNÁLÓJA A MOBIL ÉS A HORDOZHATÓ RF KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK (ADÓK) ÉS AZ EMELŐFOTEL KÖZÖTTI MINIMÁLIS TÁVOLSÁG BIZTOSÍTÁSÁVAL Hozzájárulhat az EM-interferencia megelőzéséhez HAJ MŰKÖDÉSE ALATT AZ ALÁBBI AJÁNLÁSOKNAK, BE AZ RF KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK MAXIMÁLIS KIMENETI TELJESÍTMÉNYÉHEZ VALÓ KAPCSOLAT














TESZTEK			
AZ ADÓ MAXIMÁLIS KIMENŐ TELJESÍTMÉNYE W	AZ EMELŐFOTEL HASZNÁLATA ALATT	AZ EMELŐFOTEL HASZNÁLATA ALATT	AZ EMELŐFOTEL HASZNÁLATA ALATT
	150 KHZ-TŐL 80 MHZ-IG D = 1,2VP	80 KHZ-TŐL 800 MHZ-IG D = 1,2VP	800 KHZ-TŐL 2,5 GHZ-IG D = 1,2VP
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

AMELYEKNEK A MAXIMÁLIS KIMENETI TELJESÍTMÉNY NINCS FENT FELSOROLVA, A MÉTERBEN AJÁNLOTT D TÁVÁSÍTÁSI TÁVOLSÁG MÉTERBEN (M) AZ ADÓ FREKVENCIÁJÁRA ALKALMAZHATÓ EGYENLET ALKALMAZHATÓ, HOGY A P TERM WATT (W), A TÁVADÓ GYÁRTÓJA ÁLTAL MEGHATÁROZOTT. 1. MEGJEGYZÉS: 80 MHZ ÉS 800 MHZ HASZNÁLATA A NAGYOBB FREKVENCIA SÁVRA VONATKOZÓ ELVÁLASZTÁSI TÁVOLSÁGOT. 2. MEGJEGYZÉS: EZEK AZ IRÁNYELVEK NEM ALKALMAZHATÓ MINDEN HELYZETRE. AZ ELEKTROMÁGNESES TERJEDÉSRE A SZERKEZETEK, TÁRGYAK ÉS EMBEREK ELNYELÉSE ÉS VISSZAFÜLÖZÉSE HATÁST VAN.

## 16. MŰSZAKI ADATOK

### 16.1 Méretek és súlyok\*

## MÉRETEK ÉS SÚLYOK

Codes													
PO400x	52	48	50	77	87	61	107	160	150	-	130	52	
PO400G-XL	64	48	50	88	87	61	107	160	150	-	160	55	
PO401x	52	48	50	77	85	61	107	160	150	-	130	52	
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45	
PO405x	52	48	48	77	85	61	115	160	150	-	130	55	
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55	
PO420x	52	48	41	71	90	61	112	162	150	-	130	58	
PO425x	52	48	41	71	90	61	112	175	150	10	130	58	
PO430x	52	48	44	72	90	63	115	180	150	12	130	58	

\*Mivel kárpitozott termékről van szó, a méretek néhány cm-rel eltérhetnek

### 16.2

### Műszaki

adatok



PO400x - PO400G-XL - PO401x (NINFEA FRANCIA CORTA szövet)

- Porszórt acél és fa keret;
- Foltálló szövet;
- Kartartó és kartámasz burkolat
- Nem deformálódó poliuretán hab párnázás különböző sűrűségben (háttámla 18-22 kg/m<sup>3</sup>, lábtámasz 18 kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 kg/m<sup>3</sup>, karfa 40 kg/m<sup>3</sup>);
- Több pozícióba állítható lábtámasz;
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Teljes relax funkció; Tv funkció; Stand-up funkció
- 2 független motor;
- Négygombos távirányító kábellel a zsebben;
- 2 csap a mozgáshoz;
- Görgőrendszer (csak a PO401x-nél alapfelszereltség) négy kerék, Ø 50 mm;

PO403x (CHLOE INCANTO szövet)

- Porszórt acél és fa keret;
- Vízlepergető és foltálló szövet;
- Nem deformálható poliuretán hab párnázás differenciált sűrűséggel. (hátsó 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, lábléc 18 Kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 Kg/m<sup>3</sup>, karfa 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Több pozícióba állítható lábtámasz;
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Stand-up funkció;
- 2 független motor;
- Négygombos távirányító kábellel a zsebben;



- Udvarias kerekék hátul, PVC lábak elől

#### PO405x (DAFNE)

- Porszórt acél és fa keret;
- Vízlepergető és foltálló szövet;
- Kartartó és kartámasz burkolat
- Nem deformálható poliuretán hab párnázás differenciált sűrűséggel. (hátsó 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, lábléc 18 Kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 Kg/m<sup>3</sup>, karfa 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- 6-7 cm Öntött poliuretánból, vattalapos párnával;
- Több pozícióba állítható lábtámasz;
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Total Relax funkció; TV funkció; Stand up funkció
- 2 független motor;
- Négygombos távirányító kábellel a zsebben;
- 2 elülső csúcs;
- Görgő rendszer 4 kerék, Ø50mm;

#### PO410x (AGAVE)

- Porszórt acél és fa keret;
- Vízlepergető és foltálló szövet;
- Nem deformálódó poliuretán hab párnázás különböző sűrűségben (háttámla 18-22 kg/m<sup>3</sup>, lábtámasz 18 kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 kg/m<sup>3</sup>, karfa 35 kg/m<sup>3</sup>);
- Több pozícióba állítható lábtámasz;
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Total Relax funkció; TV funkció; Stand up funkció
- 2 független motor;
- Négygombos távirányító kábellel a zsebben;
- 2 kis elülső hegy
- Hengerrendszer 4 kerék. Ø 50 mm

#### PO420x (MYRTHO)

- Porszórt acél és fa keret;
- Vízlepergető és foltálló szövet;
- Nem deformálható poliuretán hab párnázás differenciált sűrűséggel. (hátsó 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, lábléc 18 Kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 Kg/m<sup>3</sup>, karfa 40 Kg/m<sup>3</sup>); (fejtámasz, lágyabb - törzs és derék rész, merevebb);
- Poliuretán hab ülés 2 cm-es viskoelasztikus anyaggal borítva;
- Több pozícióba állítható lábtámasz;
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Kihúzható kartámaszok;
- Kihúzható fülzsárnnyak;
- Négy kerék, Ø 75 mm, ebből kettő fékezett;
- Nyomórúd;
- Teljes relax funkció; TV funkció; Stand up funkció;

- 2 független motor;
  - Négygombos távirányító kábellel a zsebben;
- (csak PO403x, PO425x és PO430x esetén)



#### PO425x (MYRTHO OSZTÁLY)

- Porszórt acél és fa keret
- Vízlepergető és foltálló szövet
- Nem deformálható poliuretán hab párnázás differenciált sűrűséggel. (hátsó 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, lábléc 18 Kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 Kg/m<sup>3</sup>, karfa 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Az ülés poliuretán hab 2 cm-es viszkoelasztikus anyaggal borított;
- Több pozícióba állítható lábtámasz;
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Kihúzható kartámasz asztal behelyezhetőségével;
- Kihúzható fülzsárnyak;
- Háttámla kivehető és cserélhető párnákkal
- Négy kerék, Ø 75 mm, ebből kettő fékezett;
- Nyomórúd;
- Teljes relax funkció; TV funkció; Stand up funkció; Függőleges emelés 10 cm; Ágyfunkció (180°)
- Négygombos távirányító kábellel a zsebben;

#### PO430X (CLYZIA)

- Porszórt acél és fa keret
- Vízlepergető és foltálló szövet
- Nem deformálható poliuretán hab párnázás differenciált sűrűséggel. (hátsó 18-22 Kg/m<sup>3</sup>, lábléc 18 Kg/m<sup>3</sup>, ülés 35 Kg/m<sup>3</sup>, karfa 40 Kg/m<sup>3</sup>);
- Dupla lábléc, amely 11 cm-rel bővíthető
- Több pozícióba állítható háttámla;
- Teljes relax funkció; TV funkció; Stand up funkció; Függőleges emelés 12 cm; Ágyfunkció (180°); Nulla gravitációs függvény;
- Levehető karfák kis asztal behelyezhetőségével;
- Hengerrendszer négy kerék, Ø 50 mm;
- 2 független motor Zero Gravity funkcióval;
- Négygombos távirányító kábellel a zsebben;

#### 16.3 általános műszaki specifikáció

- 230V – 110W;
- Működési hőmérséklet -20°C / + 60°C;
- Javasolt ápolási feltételek: hűvös és száraz helyen, közvetlen hőforrástól távol, mint például a napfény (ajánlott hőmérséklet -10°C és +40°C között);
- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki az áramellátást, és védje meg azokat az alkatrészeket, amelyeket a porlerakódások károsíthatnak.

#### 16.4 Szövetspecifikációk

Az összes fotelszövet:



**ATKA ELLENI**



**FOLTMENTES**



**ANTIMIKROBIA ÉS  
BAKTERIUM ELLENI**



**LÉLEGŐ  
(LÉGÁTERESZTŐ)**

## 17. TARTOZÉKOK

- Görgős rendszer (CSAK PO400x-hez)
- Fotelhuzatkészlet (PO403x, PO420x, PO425x)
- Kis asztal (CSAK PO420x, PO430x)
- Hordozható akkumulátorkészlet

**Megjegyzés:** A tartozékok listája folyamatosan frissül. Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, hogy tájékozódjon az új funkciókról és elérhetőségekről, valamint további információkért.

### 17.1 Útmutató a görgős rendszerhez

#### FIGYELEM!

A szerelési műveleteket szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.

#### FIGYELEM!

Nem vállalunk felelősséget az olyan meghibásodásokért vagy károkért, amelyek a szakképzetlen személyzet általi helytelen telepítésből és üzembe helyezésből erednek.

Óvatosan kövesse az alábbi lépéseket a görgőrendszer tartozékának (POA3xx) felszereléséhez:

- Helyezze üzembe a fotelt és állítsa emelő helyzetbe;
- Húzza ki a csatlakozót;
- Szabványos 10 mm-es csavarkulccsal szerelje szét a két első kereket, ha van;
- Döntse előre a fotelt;



Fig.2



Fig.3



Fig.4

- Helyezze be a görgőrendszert (már részben összeszerelve) a fotel acél talpába (2. ábra);

- Illessze egy vonalba a fotelkeret alapjának elején található négy lyukat a görgős rendszer támaszain lévőekkel, és rögzítse a helyükön a mellékelt négy csavarral és anyával (3. és 4. ábra);




Fig.5




Fig.6



Fig.7




Fig.8

- Vegye ki az 5. ábrán látható alkatrészeket;
- Helyezze be a hosszú csapot a keréktartóba (6. ábra);
- Helyezze be a csapot és a kereket a keret jobb hátsó lemezébe (7. és 8. ábra);
- Helyezze be az ütközőt a keret külső oldalán lévő csapra;
- Helyezze be az alátétet a keret belső oldaláról érkező csapra;
- Szerelje fel a görgős rendszer rúdját az előzőleg felszerelt csapra (9. ábra), és helyezze be az ütközőt a belső oldalon is;



Fig.9



Fig.10




Fig.11

- Vegye ki a 10. ábrán látható alkatrészeket;
- Helyezze be a rövid csapot a keréktartóba;
- Helyezze be a csapot és a kereket a keret bal hátsó lemezébe (11. ábra);
- Helyezze be az alátétet a keret belső oldaláról érkező csapra;
- Helyezze be az ütközőket a csap mindkét végén;



Fig.12




Fig.13

- Fogja meg az acélrudat a két megmaradt csappal, és helyezze közel a keretlemezekhez, és fordítsa el úgy, hogy a fekete gumihegyek lefelé nézzenek;
- Helyezze be a görgőrendszer jobbra ívelt rudát a rúd furatába (12. ábra);
- Helyezze be a csapokat, hogy blokkolja a rudat a fotel vázlemezein;
- Helyezze be az ütközőket mindkét csapra (13. ábra);
- Döntse vissza a fotelt normál helyzetébe;
- Csatlakoztassa a fotelt a hálózati áramhoz, és állítsa vissza függőleges helyzetbe.

## 18. GARANCIA

A Moretti termékekre az eladástól számított 2 (két) év anyag- és gyártási hibákra vonatkozó garancia vonatkozik, az alábbi korlátozások mellett. A garancia érvényét veszti a nem rendeltetésszerű használat, visszaélés, a termék módosítása és az utasítások be nem tartása esetén. A termék rendeltetésszerű felhasználását a használati útmutató tartalmazza. A Moretti nem vállal felelősséget olyan károkért, sérülésekért vagy egyéb következményekért, amelyek a telepítési, összeszerelési és használati útmutatóban megadott utasítások be nem tartásából erednek. A Moretti nem vállal garanciát termékeire a következő esetekben: természeti katasztrófák, jogosulatlan javítás vagy karbantartás, nem megfelelő áramellátás (adott esetben), nem a Moretti által szállított alkatrészek vagy alkatrészek használata, az irányelvek és utasítások be nem tartása használat, hamisítás, szállítási sérülés (a Moretti által szállított eredetitől eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett karbantartás elmulasztása.

A kopásnak kitett alkatrészekre nem vonatkozik ez a garancia, ha a károsodást a termék normál használata okozza.

A fotelnek a jelen kézikönyvben nem szereplő nem megfelelő használata érvényteleníti a gyártó felelősségét és a garanciát balesetek vagy károk esetén.

## 19. JAVÍTÁSOK

### 19.1 Garanciális javítások

Ha a Moretti terméken a jótállási idő alatt anyag- vagy gyártási hibák vannak, a Moretti megállapodik az ügyféllel, hogy a hibára vonatkozik-e a garancia. A Moretti saját belátása szerint kicserélheti vagy megjavíthatja a terméket egy meghatározott Moretti viszonteladónál vagy saját telephelyén. A termék javítása során felmerülő munkaköltség a Morettit terheli, ha úgy ítéli meg, hogy a javításra a garancia vonatkozik. A javítás és a csere nem újítja meg a jótállási időt.

### **19.2 A jótállás hatálya alá nem tartozó termék javítása**

A nem garanciális terméket csak a Moretti vevőszolgálat előzetes engedélyével lehet visszaküldeni javításra. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások során felmerülő munka- és szállítási költségek teljes egészében az ügyfelet vagy a viszonteladót terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékek javítására a megjavított termék átvételétől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk.

### **19.3 Nem hibás termékek**

Az ügyfél értesítést kap, ha a Moretti a termék átvétele és megvizsgálása után arra a következtetésre jut, hogy a termék nem hibás. A terméket az ügyfél költségére visszaküldjük.

### **20. ALKATRÉSZEK**

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kiszállítás napjától számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk. Csak a Moretti katalógusban találja a pótalkatrészek listáját.

### **21. FELELŐSSÉGMENLESSÉGI ZÁRADÉK**

Hacsak a jelen garancia kifejezetten másként nem rendelkezik, és a törvény korlátain belül, a Moretti nem tesz sem kifejezett, sem hallgatóságos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, ideértve a jövőbeli nyilatkozatot, garanciát vagy értékesítési feltételt, az adott célra való alkalmasságot, a jogsértés és a beavatkozás hiányát. . A Moretti nem garantálja, hogy terméke zavartalan és problémamentes lesz. A törvény szerinti implicit jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között.

Egyes államok és országok nem engedélyezik az implicit garancia időtartamának korlátozását vagy a véletlen vagy közvetett károk korlátozásának kizárását a fogyasztói termékekkel kapcsolatban. Az említett államokban és országokban előfordulhat, hogy a jelen garancia bizonyos kizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak a felhasználóra.

Ez a garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.



Via Bruxelles, 3 - Melego 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MANUFACTURED IN ALBANIA**