



MOPEDIA®

ZUHANY- ÉS WC-SZÉK
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ





CE I. osztályú orvosi eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE
(2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK

RS844-XX - Dönthető zuhanyszék WC-vel és 4 görgővel

RS846-XX - Levehető zuhanyszék WC-vel és 4 görgővel

RS847-XX - Önjáró zuhanyszék

RS848 - Összecsukható zuhanyszék WC-vel és 4 görgővel

RH840-XX - Önjáró bariatric kerekesszék

XX = 40/46/50 méret RS844/RS846/RS847, 50/60 RH840 esetén

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Moretti S.p.A. MOPEDIA zuhany- és WC-székét választotta. A Moretti S.p.A. által gyártott MOPEDIA zuhany- és WC-székét úgy tervezték, hogy minden igényét kielégítse a praktikus, helyes és biztonságos használat érdekében. Ez a kézikönyv néhány hasznos javaslatot tartalmaz a kiválasztott eszköz helyes használatához, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Javasoljuk, hogy a megvásárolt kórházi ágynyel használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet. Ha kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz megfelelő tanácsért vagy segítségért.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a termék minden része nem sérült-e meg a szállítás során. Sérülés esetén ne használja a terméket, és további utasításokért forduljon a forgalmazóhoz.

VIGYÁZAT!

- Ne használja a következő készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- A Moretti S.p.A. kizár minden felelősséget a készülék nem megfelelő használatából vagy a kézikönyvben leírtaktól eltérő használatból eredő károkért.

• Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk a készüléket és ezt a kézikönyvet a jellemzők javítása érdekében.

3. RENDELTETÉS

A MOPEDIA zuhany- és WC-székek mozgási nehézségekkel küzdő emberek számára készültek, és beltérben WC-helyettesítőként vagy zuhany alatti segédeszközként használhatók.

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és a ZUHANYSZÉKEK csoportjába tartozó termék megfelel a 2017. április 5-i ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRŐL szóló 2017/745 számú rendelet előírásainak.

Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. Az eszközök NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

MEGJEGYZÉS: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat az EU megfelelési nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz elérhetővé csatornáin keresztül.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉSEK!

Mindig fokozottan ügyeljen a mozgó alkatrészek jelenlétére, amelyek a végtagok becsípődését és sérülését okozhatják.

- A készülék megfelelő használatához olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A készülék megfelelő használatához forduljon orvosához vagy terapeutájához.
- Tartsa távol a becsomagolt terméket minden hőforrástól, mert a csomagolás kartonból készült.
- A tartozék hasznos élettartamát a nem javítható és/vagy kicserélhető alkatrészek kopása határozza meg.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

6. SZIMBÓLUMOK

REF TERMÉK KÓD

UDI EGYEDI ESZKÖZ AZONOSÍTÓ

OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTSÍTÁST

ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

LOT TÉTEL SZÁM

MD ORVOSI SEGÉDESZKÖZ

CE JEJÖLÉS

GYÁRTÓ

7. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

7.1 Összetevők megtekintése és listája

RS844-XX dönthető WC és zuhanyszék 4 keréssel (1. ábra)



1. Keret – 1 db
2. Háttámla kartámasszal – 1 db
3. Forgó kerekek fék nélkül – 2 db
4. Fékes forgó kerekek – 2 db
5. Fejtámla – 1 db
6. Lábtartók – 2 db
7. Ülészék – 1 db
8. Ülészék – 1 db
9. Vödör – 1 db

A képek csak illusztrációs célt szolgálnak

RS846-XX Leszerelhető WC és zuhanyszék 4 keréssel (2. ábra)



1. Bal oldali keret – 1 db
2. Jobb oldali keret – 1 db
3. Csatlakozó cső – 2 db
4. Háttámla kartámasszal – 1 db
5. Lábtartók – 2 db
6. Ülészék – 1 db
7. Ülészék – 1 db
8. Vödör – 1 db

A képek csak illusztrációs célt szolgálnak

RS847-XX Önjáró WC és zuhanyzék 4 keréssel (3. ábra)



1. Bal oldali keret – 1 db
2. Jobb oldali keret – 1 db
3. Csatlakozó cső – 2 db
4. Háttámla kartámasszal – 1 db
5. Lábtartók – 2 db
6. Ülés – 1 db
7. Ülészuzat – 1 db
8. Vödör – 1 db

RS848 Összecsukható WC és zuhanyzék 4 keréssel (4. ábra)



1. Összecsukható keret – 1 db
2. Háttámla kartámasszal – 1 db
3. Lábtartók – 2 db
4. Ülés – 1 db
5. Ülészuzat – 1 db
6. Vödör – 1 db

RH840-XX Önjáró zuhanyzék WC-vel (5. ábra)



5. ÁBRA

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Levehető acélváz – 1 db2. PU ülés – 1 db3. PU háttámla – 1 db4. Dönthető karfa – 2 db5. Levehető és dönthető lábtartó – 2 db |
|---|


A képek csak illusztrációs célt szolgálnak

8. ÖSSZESZERELÉS/BONTÁS

8.1 Az RS844-XX összeszerelése

Az összeszerelés befejezéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

- Szerelje fel a 4 kereket a keretre a mellékelt csavarokkal és alátétekkel. A fék nélküli kerekeket a keret elülső oldalára kell felszerelni (5. ábra);
- Helyezze be a háttámlát a kerekesszék vázán lévő furatokba, és rögzítse a háttámlát a két rögzítógommbal (6. ábra);
- Helyezze be a fejtámlát a tolófogantyúra már felszerelt tartóba, és húzza meg a támasztékot (6. ábra);
- Helyezze az ülést a kerekesszék vázára, nyomja le, hogy rögzítse a helyzetét, majd helyezze rá a huzatot (7. ábra);
- Helyezze be a lábtámaszokat oldalról, és forgassa előre, amíg a tartóba nem rögzül (8. ábra);
- Helyezze be a vödröt a zuhany- és WC-szék hátuljáról a nyílásokba csúsztatva.




A képek csak illusztrációs célt szolgálnak


8.2 Az RS846-XX - RS847-XX összeszerelése

Az összeszerelés befejezéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

- Helyezze be a rögzítő csöveket a bal vagy jobb oldali keretbe, igazítsa össze a lyukakat és helyezze be a C-kapcsokat a 9. ábra szerint;
- Csatlakoztassa az újonnan összeszerelt alkatrészt a keret másik oldalához ugyanazzal a két rögzítőcsővel és két további C-kapocs segítségével, mint az előző pontban leírtuk (10. ábra);
- Helyezze be a háttámlát a kerekeszék vázán lévő furatokba, és rögzítse a háttámlát a két rögzítógombbal (11. ábra);



- Helyezze az ülést a kerekeszék vázára, nyomja le, hogy rögzítse a helyzetét, majd helyezze rá a huzatot (12. ábra);
- Helyezze be a lábtámaszokat oldalról, és forgassa előre, amíg a tartóba nem rögzül (13. ábra);
- Helyezze be a vödört a zuhany- és WC-szék hátulja felől a nyílásokba csúsztatva (14. ábra).



KÉP. 12



KÉP. 13




KÉP. 14

8.3 RS848 összeszerelése

Az összeszerelés befejezéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:

- Nyissa ki a keretet;
- Helyezze be a háttámlát a kerekesszék vázán lévő furatokba, és rögzítse a háttámlát a két rögzítógombbal (15. ábra);
- Helyezze az ülést a kerekesszék vázára, nyomja le, hogy rögzítse a helyzetét, majd helyezze rá a huzatot (16. ábra);
- Helyezze be a lábtámaszokat oldalról, és forgassa előre, amíg a tartóba nem rögzül (17. ábra);
- Helyezze be a vödröt a zuhanyzék hátulja felől a nyílásokba csúsztatva (18. ábra).



KÉP. 15



KÉP. 16



KÉP. 17



KÉP. 18


A képek csak illusztrációs célt szolgálnak

8.4 Az RH840-XX összeszerelése

A terméket részben összeszerelve szállítjuk, és az összeszerelés befejezéséhez nincs szükség szerszámra. A zuhanyzék a következő részekből készül:

- Bal oldali keret;
- Keret jobb oldala;
- Háttámla;
- Jobb/bal lábtartó;
- Ülész és ülészuzat;
- 4x C-kapcsok biztonsági zárral;

- 2x szorítófej;
- 2x rögzítő cső;



AZ ÖSSZESZERELÉS BEFEJEZÉSÉHEZ KÖVESSE EZEKET A LÉPÉSEKET:

- Helyezze be a rögzítő csöveket a keret bal vagy jobb oldalára, igazítsa egymáshoz a lyukakat és helyezze be a C-kapcsokat az 1. ábra szerint;
- Csatlakoztassa az újonnan összeszerelt alkatrészt a keret másik oldalához ugyanazzal a két rögzítőcsővel és két további C-kapocs segítségével, ahogy az előző pontban leírtuk (2. ábra);
- Helyezze be a háttámlát a kerekesszék vázán lévő furatokba, és rögzítse a háttámlát a két rögzítőgomb segítségével (3. ábra);
- Helyezze az ülést a kerekesszék vázára, nyomja le, hogy rögzítse a helyzetét, majd helyezze rá a huzatot (4. ábra);
- Helyezze fel oldalra a lábtámaszokat, majd forgassa előre, amíg be nem rögzül;
- Helyezze be a vödört a zuhanyszék hátuljáról a megfelelő vezetőkbé csúsztatva (5. ábra).

8.5 Szétszerelés

Kövesse a fent leírt eljárást fordított sorrendben.

9. HASZNÁLAT ELŐTT

- Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek állapotát, hogy garantálja, hogy azokat a személyek és a környezet teljes biztonságában használják.
- Ellenőrizze a készülék megfelelő összeszerelését, ügyelve a háttámla és a lábtámasz helyes beillesztésére és rögzítésére szolgáló csavarokra és anyákra.

10. ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért.
- Mindig segítse a járási nehézségekkel küzdő páciens, hogy elhelyezkedjen az ülésen.
- Ne használja olyan betegeknél, akik túllépik a termék keretén elhelyezett címkén feltüntetett maximális súlyt.
- Kerülje a hirtelen mozdulatokat pozicionálás közben.
- Legyen óvatos a nedves padlón, nedves vagy csúszós felületeken, mert ez megnehezítheti a beteg elhelyezését.
- Ne tárolja a terméket a szabadban. Rendszeresen ellenőrizze a termék stabilitását és a megfelelő rögzítőcsavarokat, valamint a védőgumi állapotát.
- Ha kétségei vannak a termék használatával, beállításával vagy karbantartásával kapcsolatban, forduljon a kereskedőhöz.
- Semmilyen okból ne lépje túl a maximális teherbírást.
- Mindig segítse a beteget a kezelési műveletek során.
- Segítség nélkül ne fordítsa meg a széket 10%-nál nagyobb mértékben.
- A betegszállítás során blokkolja a kerekeket.
- A kerekesszéknek stabil felületen kell lennie, és a kerekeknek reteszelve kell lenniük a felhasználó áthelyezése során.
- Mielőtt dőlné vagy felállna, győződjön meg arról, hogy a görgők egyenes helyzetben vannak, és a hátsó görgők blokkolva vannak, hogy elkerülje az elfordulást.
- Ne dőljön ki a háttámlából, hogy elkerülje az elfordulást.
- Ügyeljen az ujjaira az összeszerelés, a szabályozás vagy egyszerűen a használat során.
- Az önjáró kerék használatakor ügyeljen az ujjaira.
- Tartsa távol a széket a tűztől.
- Mindig eredeti tartozékokat és alkatrészeket használjon.

FIGYELMEZTETÉS! A maximális teherbírást semmilyen okból ne lépje túl!

11. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

Csak a hátsó fogantyút használja a szék mozgatásához, soha ne használjon más támasztékokat. Ismerje meg saját képességeit és korlátait az erő és az állóképesség tekintetében, mielőtt megpróbálna felmenni egy rámpán. A segítségnyújtás 10%-nál nagyobb lejtőn javasolt. Ha lejtős felületen kell megállnia, kerülje a hirtelen mozdulatokat. Lejtőn ne változtasson hirtelen irányt. Emelje fel a széket, ha szükséges, a fő keret segítségével, és ne a kar- vagy lábtámaszokkal.

FIGYELMEZTETÉS! A beteg nem gyakorolhat nyomást a lábtartókra, amikor fel-le száll a székről.

11.1 RS844-XX

- Helyezkedjen el úgy, hogy testsúlyával az ülészerkezeten üljön. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát nyomja;
- Mindig mindkét karjára támaszkodva álljon fel és tartsa egyensúlyát;
- Ha mozgási nehézségekkel küzdő személy használja a széket, mindig segítse őket az ülésben vagy a székből való felállásban.

LÁBTÁMA BEÁLLÍTÁSA

A zuhany és WC-szék lábtartói az Ön igényei szerint állíthatók:

- Lazítsa meg a csavart;
- Állítsa be a lábtámasz magasságát;
- Húzza meg ismét a csavart. Ellenőrizze, hogy mindkét lábtámasz azonos magasságban van-e beállítva.

FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A fejtámla könnyen állítható különböző pozíciókban. A beállítások elvégzéséhez egyenként csavarja ki a fejtámla gombjait, és állítsa be a helyzetüket. Ezután szorosan húzza meg a gombot. Szükség esetén végezze el ugyanezeket a műveleteket a többi gombon is.

DŐLÉS BEÁLLÍTÁSA

A szék hátradöntéséhez húzza meg a tolókaron lévő kart, és nyomja le.

A szék normál helyzetbe való visszaállításához egyszerűen húzza meg a tolókaron lévő kart. A hidraulikus dugattyúkat úgy tervezték, hogy a felhasználó erő kifejtése nélkül térjenek vissza a kiindulási helyzetükbe.

11.2 RS846-XX - RS848

- Helyezkedjen el úgy, hogy testsúlyával az ülés szerkezeten üljön. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát nyomja;
- Mindig mindkét karjára támaszkodva álljon fel és tartsa egyensúlyát;
- Ha mozgási nehézségekkel küzdő személy használja a széket, mindig segítse őket az ülésben vagy a székből való felállásban.

MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS

A háttámla és a kartámasz két különböző magasságban állítható együtt. Csavarja ki és távolítsa el a háttámlát az üléshez rögzítő gombokat, és szükség szerint emelje fel vagy engedje le a háttámlát. Végül helyezze be és húzza meg ismét a gombokat.

LÁBTÁMA BEÁLLÍTÁSA

A zuhany és WC-szék lábtartói az Ön igényei szerint állíthatók:

- Lazítsa meg a csavart;
- Állítsa be a lábtámasz magasságát;
- Húzza meg ismét a csavart. Ellenőrizze, hogy mindkét lábtámasz azonos magasságban van-e beállítva.

11.3 RS847-XX

Csak a hátsó fogantyút használja a szék mozgatásához, soha ne használjon más támasztékokat. Ismerje meg saját képességeit és korlátait az erő és az állóképesség tekintetében, mielőtt megpróbálna felmenni egy rámpán. A segítségnyújtás 10%-nál nagyobb lejtőn javasolt. Ha lejtős felületen kell megállnia, kerülje a hirtelen mozdulatokat. Lejtőn ne változtasson hirtelen irányt. Emelje fel a széket, ha szükséges, a fő keret segítségével, és ne a kar- vagy lábtámaszokkal.

FIGYELMEZTETÉS!

A beteg nem gyakorolhat nyomást a lábtartókra, amikor fel-le száll a székről.

FÉKEK

Fékezhetsi a széket az egyes kerekeken lévő karok megnyomásával. Ha be kell állítani a fékkart, akkor csavarja le az anyát, mozgassa a bilincset a kívánt pozícióba, majd húzza meg újra.

WC

Használja a WC-t, ha a kerekesszék teljesen el van zárva. A WC használatához vegye ki az ülés kivehető részét az elülső részén található fogantyú segítségével. Vegye ki a WC-t a fogantyú segítségével.

MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS

A háttámla és a kartámasz két különböző magasságban állítható együtt. Csavarja ki és távolítsa el a háttámlát az üléshez rögzítő gombokat, és szükség szerint emelje fel vagy engedje le a háttámlát. Végül helyezze be és húzza meg ismét a gombokat.

LÁBTÁMA BEÁLLÍTÁSA

A zuhany és WC-szék lábtartói az Ön igényei szerint állíthatók:

- Lazítsa meg a csavart;
- Állítsa be a lábtámasz magasságát;
- Húzza meg ismét a csavart. Ellenőrizze, hogy mindkét lábtámasz azonos magasságban van-e beállítva.

11.4 RH840-XX

A szék tolásához mindig csak a hátsó fogantyút használja, soha ne nyomja más alkatrészeket erővel. Mielőtt ferde felületen mozogna, győződjön meg képességeiről és korlátairól. Konzultáljon a mozgástechnikákkal a szakképzett személyzet. A 10%-nál nagyobb lejtésű felületeknél azonban a segítségnyújtás javasolt. Ha lejtős felületen kell megállnia, kerülje a hirtelen mozdulatokat. Ne használjon kerékfékeket a lejtőn történő lassításhoz. Ne változtasson hirtelen irányt ereszkedés közben. Ha ketten emelik a széket, kerülje a megfogást olyan helyeken, amelyek veszélyesek a páciensre, mint például a lábtámaszok és a kartámaszok, de csak a keretet és a hátsó fogantyúkat használja.

FIGYELMEZTETÉS!

A beteg nem gyakorolhat nyomást a lábtartókra, amikor fel-le száll a székről.

FÉKEK

a hátsó kerék fékkarja beállításra szorulhat. Ebben az esetben állítsa be a fékeket a biztosító anya meglazításával és a bilincs szükség szerint előre vagy hátra csúsztatásával. Amikor a beállítás befejeződött, rögzítse a rögzítőanyát.

WC

A WC-t teljesen lefékezett székekkel használja. A WC használatához húzza ki az ülés kivehető részét, és a fogantyúnál fogva húzza ki a vödröt hátulról.

MAGASSÁG BEÁLLÍTÁS

A háttámla és a kartámasz együtt két különböző magasságba állítható. Szükség szerint csavarja le és távolítsa el a háttámlát rögzítő gombokat egy lyukkal. Ezután helyezze be és csavarja vissza a gombokat.

A LÁBTÁMÁK BEÁLLÍTÁSA:

A szék lábtartói a kívánt magasságra állíthatók:

- Lazítsa meg a beállító gombot;
- Állítsa be a lábtartót a kívánt magasságra;
- Biztonságosan húzza meg a gombot. Mindig ellenőrizze, hogy mindkét lábtámasz egy magasságban van-e.

12. KARBANTARTÁS

A MOPEdia by MORETTI S.p.A. székek minimális karbantartást és általános gondozást igényelnek, de javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze:

- Fékrendszer: havonta.
- Szükség esetén tisztítsa meg az alkatrészeket (ülés, háttámla, kartámasz, kerekek és így tovább).
- Szükség szerint tisztítsa meg az ülés kárpitját.
- Általános ellenőrzés szakképzett személyzet által kétévente.

Rendkívül fontos, hogy a kerekeszék az első használatkor ellenőrizzék. Különösen ellenőrizze, hogy minden csavar és anya meg van-e húzva.

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Tisztítás

A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel elkeverve.

FIGYELMEZTETÉS!

Tisztításkor ne használjon súrolószert, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószert, fertőtlenítőszert és acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását okozzák.

A gyártó cég nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz.

13.2 Fertőtlenítés

Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszert.

FIGYELMEZTETÉS!

A fertőtlenítőszer maró hatásúak. Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.














Viseljen védőruházatot, kesztyűt, védőszemüveget és védőcipőt. Véletlen érintkezés esetén meleg vízzel alaposan öblítse le az érintett részt, és forduljon azonnal orvoshoz.

14. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a települési szilárd hulladék normál visszavezető rendszerét. Ehelyett javasolt a közös önkormányzati ökológiai szigeteken keresztül történő ártalmatlanítás a felhasznált anyagok várható újrahasznosítási műveleteihez.

15. MŰSZAKI JELLEMZŐK

15.1 Méretek és tömeg

Méretek és súly													
Méretek cm-ben													
RS844-40							40		43				
RS844-46	91	42	103	75	54	40±55	46	49	49	17 kg	12	12	
RS844-50							50		53				
RS846-40							40		43				
RS846-46	85	44,5	97÷99	75÷77	50	40±55	46	47÷49	49	14 kg	12	12	
RS846-50							50		53				
RS847-40							40		45				
RS847-46	101	44,5	97÷99	75÷77	50	40±55	46	47÷49	51	17 kg	60	12	
RS847-50							50		55				
RS848-46	85	44,5	97÷99	75÷77	50	40±55	46	47÷49	49	15 kg	12	12	
RH840-50							50		63				
RH840-60	100	44,5	99÷101	75÷77	51	40±55	60	39,5÷41,5	73	21 kg	60	12	

* A méret ±0,5 cm változhat

15.2 Műszaki adatok

- Porszórt alumínium keret
- PU ülés, kartámasz és háttámla (RS844-XX, RS846-XX, RS847-XX, RS848 esetén); schienale a rete (RH840-XX-hez)
- Összecsukható kartámasz
- Levehető WC-vödör fedővel
- Maximális felhasználói súly 136 kg (RS844-XX, RS846-XX, RS847-XX, RS848 esetén); 200 kg (RH840-XX esetén)

16. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított 2 év anyag- vagy gyártási hibára vonatkozó garanciát vállalunk, kivéve az alábbi esetleges kizárásokat vagy korlátozásokat. A nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből vagy átalakításból eredő esetleges károokra a garancia nem érvényesíthető, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A rendeltetésszerű használatot ez a kézikönyv tartalmazza. A Moretti nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért, személyi sérülésekért vagy bármiért, amelyet a helytelen telepítés vagy nem megfelelő használat okoz, vagy azzal kapcsolatos.

A Moretti-garancia nem terjed ki a következőkből eredő károokra: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémákból eredő meghibásodás (ha szükséges), a Moretti által nem fedezett pótalkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett módosítás, szállítási károk (az eredeti Moretti-szállítmánytól eltérő), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás esetén.

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék helyes használata során elhasználódnak.

17. JAVÍTÁS

Garanciális javítás

Ha egy Moretti-cikk anyag- vagy gyártási hibát észlel a jótállási idő alatt, a Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba a garancia hatálya alá vonható-e. A Moretti megkérdőjelezhetetlen belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a terméket egy Moretti márkakereskedővel vagy a Moretti központjában. A munkadíj a Morettit terhelheti, ha a javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem hosszabbítja meg a garanciát.

A javításra nem terjed ki a garancia

A garancián túli termék a Moretti engedélyezése után küldhető. A garancián kívüli áru munka- és szállítási költségeit a vásárlót vagy a kereskedőt kell fizetni. A javításra az áru átvételétől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a készülék visszaküldése és vizsgálata után a Moretti kijelenti, hogy a készülék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vevő fizeti.

18. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 hónap garanciát vállalunk.

19. MENTESÜLÉSEK

A Moretti nem kínál semmilyen más nyilatkozatot, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésre és a beavatkozás mentességére vonatkozó lehetséges nyilatkozatokat, garanciákat vagy feltételeket, mindazt, amit a jelen jótállás kifejezetten tartalmaz.

A Moretti nem garantálja a folyamatos és hibátlan használatot. A törvény által kiszabható esetleges implicit jótállások időtartamát a jótállási idő korlátozza, a törvényi keretek között. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a hallgatólagos jótállás korlátozását vagy a véletlen károk kizárását vagy korlátozását. Az ilyen országokban előfordulhat, hogy a kizárások vagy korlátozások némelyike nem vonatkozik a felhasználóra. A jelen garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.